# Operationsstue-løsninger



Katalog 2026

Mölnlycke®

# Vi er Mölnlycke, en markedsledende virksomhed indenfor medicoteknik

## VORES FORMÅL

Vi har et eneste formål - at revolutionere omsorgen for mennesker og planeten.

**100**
**lande**
er vi tilstede i




**99%**
**ejet af Investor AB**
resten af ledelsen

**8.427**
**ansatte globalt**

# Indholdsfortegnelse


ProcedurePak® procedurepakker ..... 5
Laparoskopiske løsninger ..... 7
*Laparoskopiske instrumenter* ..... 8
*Laparoskopiske komponenter tjekliste* ..... 13

Ortopædiske løsninger ..... 14
*Pulsed Lavage* ..... 15
*Mölnlycke plume evacuation pencil* ..... 17
*Ortopædiske komponenter tjekliste* ..... 19

Farvekodning ..... 20
Mölnlycke® Portal ..... 22

BARRIER® operationsafdækninger ..... 24
Introduktion til koder og materialer ..... 25
ISCC sortiment ..... 27
Universalafdækninger og -sæt
*Universalsæt* ..... 32
*Slidslagner* ..... 34
*Patientafdækninger* ..... 34
*Hulstykker* ..... 38
Specialafdækninger og sæt
*Ortopædi* ..... 40
*Generel/Abdominal* ..... 49
*Laparoskopi* ..... 52
*Hjerte/kar* ..... 58
*Angiografi* ..... 60
*Neurokirurgi* ..... 64
*Gynækologi* ..... 65
*Obstetrik* ..... 69
*Urologi* ..... 71
*Øjen* ..... 76
*ENT-Dental* ..... 80
*Plastikkirurgi* ..... 82

Supplementsprodukter
*Assistancebordsposer* ..... 83
*Bordafdækninger* ..... 84
*Incisionsfilm* ..... 85
*Poser* ..... 86
*Instrumentafdækninger* ..... 89
*Øvrige supplementsprodukter* ..... 94
Servietter/tamponer med røntgentråd
*Standard nonwoven* ..... 97
*Special nonwoven* ..... 98
*Gaze* ..... 99

BARRIER® personalebeklædning ..... 100
Operationskitler
*Vælg den rette operationskittel* ..... 101
*Påtagningsvejledning for operationskitler* ..... 102
*Classic (Spunlace NW)* ..... 103
*Ultimate (SMS)* ..... 104
*Primary Plus (SMS)* ..... 104
*Primary Plus ISCC-certificeret (SMS)* ..... 105
*Fluid Protection Plus (Laminat)* ..... 106
*Virus Protection Plus* ..... 106
*Beskyttelsesærme* ..... 106
Hovedbeklædning ..... 107
*Basic* ..... 108
*Standard* ..... 109
*Special* ..... 111
*Extra comfort* ..... 112

Medicinske ansigtsmasker ..... 114
*Standard (type II)* ..... 115
*Special (type II)* ..... 117
*Extra protection (type IIR)* ..... 119
*Extra protection ISCC-certificeret (IR)* ..... 121
*Personligt værnemiddel* ..... 122
*Oversigt over medicinske ansigtsmasker* ..... 123
*Påtagningsvejledning for ansigtsmasker* ..... 124
Engangsuniformer ..... 127
*Basic* ..... 130
*Extra comfort* ..... 131
Renrumsdragter ..... 133
Warm-up jacket ..... 135
Patientbeklædning ..... 136
BARRIER® EasyWarm® aktivt selvvarmende tæppe ..... 136
Patientopvarmning ..... 137
Beskyttelseskitler ..... 138
Beskyttelseskittel AAMI2 ..... 139

Biogel® handsker ..... 140
*Biogel steril naturgummilatex* ..... 144
*Biogel usteril naturgummilatex* ..... 146
*Biogel steril syntetisk* ..... 147
*Biogel Tech steril syntetisk* ..... 151
*Biogel Tech steril naturgummilatex* ..... 153
*Åbnings-og påtagningsvejledninger* ..... 154

Kontaktpersoner hos Mölnlycke ..... 161
Referencer ..... 162

VORES LØSNINGER

# Kirurgiske løsninger

Sikkerhed og effektivitet er i fokus på operationsstuen, og vi arbejder kontinuerligt med sundhedspersonale for at lære, hvordan vi kan hjælpe dem med at opnå endnu bedre resultater. Vores kundetilpassede ProcedurePak® procedurepakker er et godt eksempel. De indeholder de engangskomponenter, der er behov for, til et kirurgisk indgreb, inklusiv instrumenter, afdækninger, kitler og bandager. Det er en løsning, der begrænser affaldsmængden, sparer tid og giver indkøbere bedre overblik over omkostningerne. Dette er bare en af de måder, hvorpå vi hjælper med at øge resultatet på operationsstuen.



Mölnlycke kirurgiske instrumenter

**Vores førende brands**

BARRIER® personalebeklædning Et bredt sortiment af beskyttende beklædning, der giver sikkerhed og komfort til sundhedspersonale og patienter.

BARRIER® afdækninger Et bredt sortiment af afdækninger specifikt udviklet til forskellige typer kirurgiske indgreb.

Biogel® operationshandsker Til beskyttelse og med dobbelthandsker med punktur indikationssystem. Også det foretrukne valg mht. pasform, fingerspidsfølelse og komfort[1].

Mölnlycke® kirurgiske instrumenter Et bredt sortiment af engangsinstrumenter, inklusiv trokarer til minimal, invasiv kirurgi.

ProcedurePak® procedurepakker Alle engangsinstrumenter, der er behov for, til et specifikt kirurgisk indgreb, pakket i én steril pakke for at give sundhedspersonale en kundetilpasset og komplet løsning.



# Mölnlycke® procedurepakker

Specialtilpassede operationspakker indeholder alle de engangsartikler, der skal bruges til specifikke operationer.Dette øger effektiviteten på mange forskellige måder. ProcedurePak® procedurepakker tilbyder de rette produkter til ethvert indgreb. Muligheden for at ændre i pakkerne som tilpasning til nye eller eksisterende operationer betyder, at du kan forberede dig til nye måder at arbejde på, og du hurtigere kan gøre klar til operation. På grund af pakkernes høje kvalitet og brugervenlighed oplever sundhedspersonalet en mere smidig arbejdsgang, især under klargøring til operation. Hver enkelt effektivitetsforbedring kan få stor betydning.

## ProcedurePak® procedurepakker fører til bedre behandling af flere patienter

Tilpassede operationspakker sparer generelt tid. Men der kan opnås flere fordele på hospitalet. ProcedurePak® procedurepakker er en total serviceløsning, der er en kombination af operationsspecifikke produkter, den højeste sikkerhed, leverings- og logistikmuligheder samt løbende support og uddannelse. Disse elementer skaber tilsammen ekstra tid, mere effektiv indsats og færre omkostninger. Det frigør igen værdifulde ressourcer, der skaber ny effektivitet - og hjælper med at give flere patienter en bedre behandling.

## En ægte specialtilpasset løsning

Med mængden og kvaliteten af de komponenter, der er til rådighed, kan der altid opnås den mest optimale sammensætning til en specifik operation.

## Garanterer den højeste sikkerhed

Alle komponenterne og selve pakken opfylder de strengeste standardkrav af hensyn til patienternes og personalets sikkerhed.

## Ekspertrådgivning, uddannelse og support

Det højt kvalificerede team hos Mölnlycke er altid til din rådighed for at give støtte, uddannelse og effektivitets-rådgivning.

## Pålidelig levering og logistik

Levering og lagerføring skræddersyet til dine behov - så du altid har den rette pakke til rådighed, når du har brug for den.

# En komplet løsning til øget effektivitet

Vores specialister arbejder tæt sammen med dig for at finde frem til og vurdere den bedste løsning til dig fra vores sortiment af kirurgiske produkter. Resultatet? Din egen kundetilpassede løsning med alt, hvad du behøver, til hver specifik procedure i én enkel, praktisk og omkostningseffektiv pakke.




**40%** **AF FORBEREDELSES-TIDEN SPARET, SÅ DER KAN UDFØRES FLERE PROCEDURER.**

Med en pakke vil du kunne:

- reducere forberedelsestiden med op til 40%[2]
- have tillid til hver eneste klargøring
- få mulighed for at øge antallet af procedurer
- hjælpe med at reducere produkt- og logistikomkostninger

'Antallet af procedurer blev øget med 18%, og der er blevet sparet 1.600 timer gennem hele arbejdsflowet. Det har givet besparelser på 51.000 EUR.'

Hartmut Freckmann, Oversygeplejerske på operationsafdeling, Tyskland, som taler om kundetilpassede procedurepakker.

Truly customised solutions

# Alt, hvad dit team behøver

## Mölnlycke® laparoskopiske løsninger


2 **BARRIER® personalebeklædning**
Komfort og avanceret beskyttelse

4 **Mepilex® Border Post-Op**
Den fleksible, absorberende alt-i-en post-op bandage

1 **BARRIER® afdækninger**
Alt-i-en specialafdækninger der passer til laparoskopiske indgreb

3 **Biogel® handsker**
Avanceret beskyttelse og god pasform, fingerspidsfølsomhed og komfort

5 **Trokarer, instrumenter og komponenter**
Bredt sortiment af trokarer og instrumenter i høj kvalitet



Truly customised laparoscopic solutions

# Instrumenter

Du arbejder for at opnå effektivitet og de bedste patientresultater. Vi kan hjælpe dig. Vores kundetilpassede løsninger til laparoskopiske procedurer er fokuserede på at gøre dit team i stand til at opnå deres mål. Du kan vælge alt, dit team behøver, fra vores soritment af Mölnlycke® trokarer, monopolære sakse, instrumenter, L-hook-elektroder og aftagelige præparatposer. Vi pakker dit valg i effektive procedurepakker. Du sparer tid og omkostninger.

## Aftagelig præparatpose


- Leveres i en lang række størrelser med mulighed for udtagning af alle vævs- og organtyper
- Et selvåbnende posedesign tillader hurtig og enkel opsamling af prøver
- En forstærket metalring sikrer enkel indsættelse og en stor, permanent poseåbning til opsamling af selv vanskelige prøver
- Aftagelig pose som gør det muligt at udsætte udtagelsen af det opsamlede væv



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899102** | Aftagelig præparatpose 9x14,5 cm (250-300ml rumfang) - 10mm | 5/50 |
| **899103** | Aftagelig præparatpose 13x18 cm (500-700ml rumfang) - 10mm | 5/50 |
| **899104** | Aftagelig præparatpose 19x23 cm (1150-1500ml rumfang) - 15mm | 5/50 |
| **899112** | Aftagelig præparatpose 19x23 cm (1150-1500ml rumfang) - 12mm | 5/50 |

## Monopolær L-hook-elektrode

- Den 5 mm monopolære L-hook-elektrode muliggør præcis, kontrolleret dissektion og koagulering af blodkar og væv.
- Bekvemt instrument til engangsbrug, som garanterer sterilitet og effektiv aktivering af monopolær strøm, hvorved man forhindrer forbrænding af det tilstødende væv
- Ergonomisk letvægtshåndtag, som tillader præcis og kontrolleret dissektion af væv



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899100** | Monopolær L-hook-elektrode 5mm / 33cm | 10/100 |
| **899101** | Monopolær L-hook-elektrode 5mm / 33cm med kabel | 10/100 |
| **420200** | Monopolær L-hook-elektrode, håndaktiveret 5mm/33cm | 10/120 |

## Monopolært instrumentkabel



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899110** | Monopolært instrumentkabel Universal 4mm | 20/240 |
| **899111** | Monopolært instrumentkabel Universal 8mm | 20/240 |



# Monopolære sakse



- Til præcis, kontrolleret dissektion, koagulering og transsektion af blodkar og væv
- Bekvemt og altid skarpt instrument til engangsbrug, som eliminerer udgifter til genbehandling og sterilisering
- Skarpe Metzenbaum blade sikrer et præcist skæreforløb langs hele bladets længde

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899216** | Monopolær saks 5mm / 33cm - Metzenbaum | 10/100 |
| **899217** | Monopolær saks 5mm / 33cm - Mini Metzenbaum | 10/100 |
| **899218** | Monopolær saks 5mm / 45cm - Metzenbaum | 10/100 |



# Veress kanyle

- Skarp affaset spids giver nem og sikker penetrering af bugvæggen
- Fjederbelastet nål giver et mærkbart og tydeligt klik til sikring af korrekt placering
- Når nålen er trængt gennem bugvæggen, beskytter en glat afskærmning den affasede spids for at undgå eventuelle risici for at beskadige tilstødende organer

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899105** | Veress kanyle 120mm | 25/500 |
| **899106** | Veress kanyle 150mm | 25/500 |
| **800105** | K-Line veress kanyle 120mm | 10/450 |
| **800106** | K-Line veress kanyle 150mm | 10/450 |



# Suge- og skyllesæt

- Ergonomisk design. Håndstykket kan betjenes med begge hænder
- Gennemsigtigt håndstykke, som giver uhindret visualisering
- Envejsventil forhindrer saltvand i at løbe tilbage
- Blød DEHP-fri slange med lavt drejemoment og easy-peel-adskillelse

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899107** | Suge- og skyllesæt 5mm / 33cm m/to spidser | 10/20 |
| **899108** | Suge- og skyllesæt 5mm / 45cm m/to spidser | 10/20 |
| **899109** | Rør til suge- og skyllesæt 10mm / 33cm | 10/100 |
| **899113** | Rør til suge- og skyllesæt 5mm / 45cm | 10/100 |
| **800107** | K-Line suge- og skyllesæt med to spidser 5mm / 33cm | 6/36 |
| **800108** | K-Line suge- og skyllesæt med to spidser 5mm / 45cm | 6/36 |
| **800113** | K-Line rør til suge- og skyllesæt 5mm / 45 cm | 10/120 |


Juridisk producent: Unimax Medical Systems Inc.
Juridisk producent: Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.Importeret af: Mölnlycke Health Care AB

# Trokarer

## Designet med lav-profil hus.

- Et omfattende sortiment af ergonomisk designede trokarer, som giver enkel og sikker adgang til bughulen
- Gennemsigtig, riflet port til instrumentvisualisering og effektiv fastholdelse i bugvæggen
- Robust universalmembran, der passer til 5 – 12 mm instrumenter* samtidig med at pneumoperitoneum bevares

### Afskærmet trokar, skærende



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899300** | Afskærmet trokar, skærende 5mm / 70mm | 5/60 |
| **899301** | Afskærmet trokar, skærende 5mm / 100mm | 5/60 |
| **899302** | Afskærmet trokar, skærende 11mm / 100mm | 5/60 |
| **899303** | Afskærmet trokar, skærende 11mm / 150mm | 5/30 |
| **899304** | Afskærmet trokar, skærende 12mm / 100mm | 5/60 |
| **899305** | Afskærmet trokar, skærende 12mm / 150mm | 5/30 |

### Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899308** | Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 5mm / 70mm | 5/60 |
| **899309** | Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 5mm / 100mm | 5/60 |
| **899310** | Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 11mm / 100mm | 5/60 |
| **899311** | Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 11mm / 150mm | 5/30 |
| **899312** | Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 12mm / 100mm | 5/60 |
| **899313** | Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 12mm / 150mm | 5/30 |
| **899336** | Ikke-skærende trokar m/dilaterende spids 15mm / 100mm | 5/30 |

### Dobbeltpakkede trokarer




| Varenr. sterilt | Str. | Længde | Type | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|---|
| **899343** | 5mm | 70mm | Optisk | 5/60 |
| **899344** | 5mm | 100mm | Optisk | 5/60 |
| **899345** | 11mm | 100mm | Optisk | 5/60 |
| **899346** | 12mm | 100mm | Optisk | 5/60 |
| **899347** | 5mm | 150mm | Optisk | 5/60 |
| **899349** | 12mm | 150mm | Optisk | 5/60 |

*Til trokar med diameter på 12 mm

## Optisk trokar

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899316** | Optisk trokar 5mm / 70mm | 5/60 |
| **899317** | Optisk trokar 5mm / 100mm | 5/60 |
| **899324** | Optisk trokar 5mm / 150mm | 5/45 |
| **899318** | Optisk trokar 11mm / 100mm | 5/60 |
| **899319** | Optisk trokar 12mm / 100mm | 5/60 |
| **899326** | Optisk trokar 12mm / 150mm | 5/30 |
| **800316*** | K-Line optisk trokar 5mm / 70mm | 8/80 |
| **800317*** | K-Line optisk trokar 5mm / 100mm | 8/80 |
| **800318*** | K-Line optisk trokar 10mm / 100 | 6/60 |
| **800319*** | K-Line optisk trokar 12mm / 100mm | 6/60 |





## Porte

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899320** | Universel port 5mm / 70mm | 5/60 |
| **899321** | Universel port 5mm / 100mm | 5/60 |
| **899322** | Universel port 11mm / 100mm | 5/60 |
| **899323** | Universel port 12mm / 100mm | 5/60 |
| **800320*** | Port til optisk K-Line trokar 5mm / 70mm | 8/80 |
| **800321*** | Port til optisk K-Line trokar 5mm / 100mm | 8/80 |
| **800322*** | Port til optisk K-Line trokar 10mm / 100mm | 6/60 |
| **800323*** | Port til optisk K-Line trokar 12mm / 100mm | 6/60 |



## Hasson trokar

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899306** | Hasson trokar 11mm / 100mm | 5/60 |
| **899307** | Hasson trokar 12mm / 100mm | 5/60 |



## Optisk ballon trokar

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899327** | Optisk ballon trokar 5mm/100mm | 5/60 |
| **899328** | Optisk ballon trokar 12mm/100mm | 5/60 |
| **899330** | Optisk ballon trokar 5mm/70mm | 5/60 |
| **899331** | Optisk ballon trokar 11mm/100mm | 5/60 |
| **899332** | Optisk ballon trokar port 5mm/70mm | 5/60 |
| **899333** | Optisk ballon trokar port 5mm/100mm | 5/60 |
| **899334** | Optisk ballon trokar port 11mm/100mm | 5/60 |
| **899335** | Optisk ballon trokar port 12mm/100mm | 5/60 |



## Hasson ballon trokar

| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899329** | Hasson ballon trokar 12mm/100mm | 5/60 |



Retsmæssig producent: Unimax Medical Systems Inc.

*Retsmæssig producent: Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.

Distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

# Monopolære instrumenter

- Et omfattende sortiment af spidser giver et komplet kirurgisk tilbud
- Robuste spidser med todelt ledforbindelse og bred åbning giver optimale anvendelsesmuligheder under en operation
- Et omfattende sortiment af førsteklasses 5 mm monopolære instrumenter til engangsbrug med to forskellige håndtag, som giver kirurger det ultimative valg og bekvemmelighed.




Type I



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899200** | Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère | 10/100 |
| **899201** | Dissektionspean - Maryland 5mm / 33cm | 10/100 |
| **899202** | Lapclinch 5mm / 33cm med crémaillère | 10/100 |
| **899203** | Babcock 5mm / 33cm med crémaillère | 10/100 |
| **899204** | Skarptandet fattetang - Rattooth 5mm / 33cm med crémaillère | 10/100 |
| **899206** | Tarmfattetang 5mm / 33cm med crémaillère | 10/100 |
| **899207** | Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère - Fenestreret | 10/100 |

Type II



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **899208** | Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère Control | 10/100 |
| **899209** | Dissektionspean - Maryland 5mm / 33cm | 10/100 |
| **899210** | Lapclinch 5mm / 33cm med crémaillère Control | 10/100 |
| **899211** | Babcock 5mm / 33cm med crémaillère Control | 10/100 |
| **899212** | Skarptandet fattetang - Rattooth 5mm / 33cm med crémaillère Control | 10/100 |
| **899214** | Tarmfattetang 5mm / 33cm med crémaillère Control | 10/100 |
| **899215** | Lige fattetang 5mm / 33cm med crémaillère Control - Fenestreret | 10/100 |

# Bipolære tænger

- Coated hængselled for at forebygge opbygning af debris
- Materialerne er DEHP- og latexfri
- Sikkert, isoleret skaft



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **800400** | K-Line bipolær tang, lige kæber, 5x330mm | 5/90 |
| **800401** | K-Line bipolær tang, kurvede kæber, 5x330mm | 5/90 |
| **800402** | K-Line bipolær tang med kniv, 5x330mm | 1/10 |

Juridisk producent: Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.
Importeret af: Mölnlycke Health Care AB

# Din vejledning til valg af alle de komponenter, du har brug for, til dine specifikke, laparoskopiske indgreb




## Dette er en checkliste til en laparoskopisk cholecystectomi

Alle produkter kan inkluderes i en ProcedurePak® procedurepakke, så den svarer til dine behov og ønsker.

- [ ] Patientafdækning
- [ ] Bordafdækning
- [ ] Kitler
- [ ] Veress kanyle
- [ ] Trokarer
- [ ] Lap. saks, Metzenbaum
- [ ] Laparoskopisk tang
- [ ] Laparoskopisk pean
- [ ] Monopolar L-hook elektrode
- [ ] Aftagelig præparatpose
- [ ] Monopolært kabel
- [ ] Suge- og skyllesæt
- [ ] Insufflationsslange
- [ ] Røgfilter
- [ ] Anti-dug løsning
- [ ] Suturpasser
- [ ] Kameraovertræk
- [ ] Hudmarkør
- [ ] Engangsinstrumenter*
- [ ] Gaze servietter
- [ ] Sprøjter og kanyler
- [ ] Instrumentafdækning
- [ ] Lampehåndtagsovertræk
- [ ] Skåle
- [ ] Skalpelblade, sikkerhedsskalpel
- [ ] Opsamlingskop med låg
- [ ] Nåletæller
- [ ] Suturer
- [ ] Bakke til skarpe genstande
- [ ] Post-operative bandager
- [ ] Time-out afdækning

* f.eks. saks, nåleholder, forceps

# Alt, hvad dit team behøver

## Mölnlycke® ortopædkirurgiske løsninger

1. **Pulsed Lavage og pakkekomponenter**
   Bredt sortiment af pakkekomponenter i høj kvalitet

2. **Mepilex® Border Post-Op**
   Den fleksible, absorberende alt-i-en post-op bandage

3. **Biogel® handsker**
   Avanceret beskyttelse og god pasform, fingerspidsfølsomhed og komfort

4. **BARRIER® personalebeklædning**
   Komfort og avanceret beskyttelse

5. **BARRIER® afdækninger**
   Alt-i-en special-afdækninger der passer til ortopædkirurgiske indgreb

6. **Plume Evacuation**
   Integreret røgsug med indbygget teleskopfunktion



Truly customised orthopaedic solutions

# Mölnlycke® Pulsed Lavage*

## Truly customised orthopaedic solutions



Batteriversion



Vekselstrøm version

Mölnlycke Pulsed Lavage er DEHP-fri

Vores Pulsed Lavage-system med højt tryk til engangsbrug renser knoglen effektivt og fjerner knogle- og vævsrester i forbindelse med udskiftning af led. Herved øges cementpenetrationen i den spongiøse knogle med mulighed for at styrke fikseringen af implantatet og reducere revisionshyppigheden. Med lavt tryk er det også en effektiv, mekanisk debridering til sårrensning, fjernelse af nekrotisk væv og vævsrester.

### Fås i to versioner

- Vekselstrømadapter: reduceret miljømæssig påvirkning, da der ikke bruges alkaline batterier. Engangshåndtag og genanvendelig vekselstrømadapter
- Indbygget batteri: en fleksibel og mobil version med integreret batteripakke i håndtaget, så skift af batteri kan ske hurtigt og nemt

### Alt inklusiv betyder ingen skjulte omkostninger

- Ergonomisk og bekvemt håndtag
- Kort sprøjtestuds med dobbelt stænkskjold
- Lang femoral børste
- Integreret suge- og skyllesystem
- Rensestav til at klare eventuelle tilstopninger i studsen til lårbensknoglen

### Enkeltpakket eller inkluderet i Mölnlycke® procedurepakker

- Inkluder Pulsed Lavage i dine kundetilpassede, procedurespecifikke pakker og opnå effektivitetsgevinster
- Fås også sterilt, enkeltpakket

* Pulsed Lavage's retmæssige producent er Kaiser Technology co., Ltd.

## Mölnlycke® Pulsed Lavage – Vekselstrøm version

### Sterilt, enkeltpakket

| Varenr. | Beskrivelse | Inder/ TRP |
|---|---|---|
| **9750000** | Pulsed Lavage System, Vekselstrøm | 1/5 |
| **9752000** | Strømforsyning (AC100-240V), Europa | -/1 |
| **9751000** | Femoral børste | 1/10 |
| **9751001** | Kort, konisk studs* | 1/10 |
| **9751002** | Lang studs* | 1/10 |

* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

### I procedurepakker


| Beskrivelse |
|---|
| Pulsed Lavage System, Vekselstrøm |
| Femoral børste |




Vekselstrøm




Strømforsyning



Femoral børste



Kort studs



Lang studs

## Mölnlycke® Pulsed Lavage – Indbygget batteri

### Sterilt, enkeltpakket

| Varenr. | Beskrivelse | Inter/ TRP |
|---|---|---|
| **9750003** | Pulsed Lavage System, Indbygget batteri | 1/5 |
| **9751004** | Femoral børste | 1/10 |
| **9751005** | Kort, konisk studs* | 1/10 |
| **9751006** | Lang studs* | 1/10 |


* Kort og lang studs er inkluderet ved køb af Pulsed Lavage system

### I procedurepakker


| Beskrivelse |
|---|
| Pulsed Lavage System, Indbygget batteri |
| Femoral børste |




Indbygget batteri



Femoral børste



Kort studs



Lang studs

# Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil




Hver gang der skabes kirurgisk røg på operationsstuen, bliver operationspersonale udsat for en risiko. Løsningen er lige for hånden med den nye, unikke Mölnlycke® Plume Evacuation Pencil (diatermipen med røgsug), en fremragende løsning, der sikrer minimeret udsættelse for røg og tydelig visualisering af operationsfeltet. Det sætter din og dine patienters sikkerhed først.


- Et unikt, alt-i-en, letvægts, smalt design med integreret teleskopfunktion, hvilket giver en umiddelbar løsning til både dybe og overfladiske incisioner.
- Mölnlycke Plume Evacuation Pencil tilbyder en bæredygtig løsning, DEHP og PVC fri.
- Meget høj sugekapacitet (95 l/min) hvilket minimerer udsættelsen for røg og giver hurtig visualisering af operationsfeltet.
- Fås i både dine kundetilpassede procedurepakker samt sterilt, enkeltpakket.

## Tekniske data

**Valg af elektroder:**
Rustfri stål ❶ til hurtige, enkle opgaver.

Coated PTFE ❷ til reduceret afbrydelse af operationen pga. ophobning af væv.

Isoleret PTFE ❸ til reduceret risiko for utilsigtet beskadigelse af væv når man opererer på trange områder.




- 360° drejeligt håndtag muliggør bevægelsesfrihed og reducerer risikoen for træthed i håndleddet
- Universal 22mm forbindelse passer til alle røgsugmaskiner
- Smal diameter sikrer præcis kontrol og større visualisering, især i trange områder
- Praktisk 4 meter kabel

## Bestillingsinformation, enkeltpakket steril

| Varenr. | Beskrivelse | Stk./inder | Stk./TRP |
|---|---|---|---|
| **420100** | Plume Evacuation Pencil, PTFE elektrode | 20 | 40 |
| **420101** | Plume Evacuation Pencil, PTFE isoleret elektrode | 20 | 40 |
| **420102** | Plume Evacuation Pencil, rustfri stål elektrode | 20 | 40 |

## Varenummer til inkludering i Mölnlycke® procedurepakker

| Varenr. | Beskrivelse |
|---|---|
| 2325334 | Plume Evacuation Pencil, PTFE elektrode |
| 2325352 | Plume Evacuation Pencil, PTFE isoleret elektrode |
| 2325353 | Plume Evacuation Pencil, rustfri stål elektrode |
| 2326215 | Tungsten elektrode, 5,5cm |
| 2326246 | Tungsten elektrode, 7cm |
| 2326271 | Keramisk elektrode, 7cm |

Prima Medical Limited er den lovmæssige producent af Plume Evacuation Pencil.

# Din vejledning til valg af alle de komponenter, du har brug for, til dine specifikke, ortopædiske indgreb

Alle produkter kan inkluderes i en ProcedurePak® procedurepakke, så den svarer til dine behov og ønsker.

## Dette er en checkliste til en knæudskiftning

- ☐ Patientafdækning
- ☐ Bordafdækning
- ☐ Kitler
- ☐ Incisionsfilm
- ☐ Afdækning til udstyr
- ☐ Pulsed Lavage
- ☐ Cementblande system
- ☐ Suturer
- ☐ Sugesæt
- ☐ Nåle og kanyler
- ☐ Diatermipen med røgsug
- ☐ Elektroder til el-kirurgi
- ☐ Gaze servietter
- ☐ Slanger
- ☐ Skalpel blade/sikkerhedsskalpel
- ☐ Hudclips
- ☐ Lampehåndtagsovertræk
- ☐ Sårdræn
- ☐ Bandager inkl. Esmark
- ☐ Skåle
- ☐ Basin liner
- ☐ Nåletæller
- ☐ Engangsinstrumenter*
- ☐ Hudmarkør
- ☐ Bakke til skarpe genstande
- ☐ "Anti-slip" måtte
- ☐ Time-out afdækning
- ☐ Post-operative bandager

* f.eks. saks, nåleholder, forceps



# Farvemærk dine procedurepakker og dit lager og bliv endnu mere effektiv



Bruger du for meget tid på fremstilling til operationer og for lidt tid med patienterne? Med vores farvemærkningsløsning bliver produktflowet en del af en velorganiseret og velfungerende maskine. Vores system giver mulighed for hurtigere og mere effektiv lokalisering og genopfyldning[35].

## Fordele:

- Muliggør nem identifikation og åbning af den korrekte procedurepakke til dit indgreb
- Mere effektiv genopfyldning og lagerstyring
- Gør det muligt for alt hospitalspersonale at finde og klargøre effektivt
- Mere effektivitet på operationsstuen, da der opnås kortere klargørings- og udskiftningstid mellem operationer[1]
- Lagerhåndtering gøres også enklere, da transportkarton er farvekodet


### Farvemærket lager

Farvemærket transportkarton og mærkat på siden af pakken muliggør hurtigere klargørings- og udskiftningstid mellem operationer.

Mölnlycke tager farvemærkningen et skridt videre og kan også tilbyde supplerende hjælp med materiale til at farvemærke lagerrum, så der opnås en mere effektiv lagerstyring.

Du kan vælge mellem 12 farver:





# Nemme trin til at farvemærke dine ProcedurePak® procedurepakker og dit lager

## TRIN 1

### Farvemærk dine ProcedurePak procedurepakker

Vælg en af de eksisterende 12 farver samt en tekst til mærkaten på siden af hver procedurepakke. Transportkartonerne bliver også farvemærkede.

Du kan vælge mellem 12 farver:






## TRIN 2

### Sammensæt dit farvemærkningssæt


Baseret på dine behov, kan du tilpasse dit farvemærkningssæt ud fra følgende emner:

- Farvekodede mærkater og stregkoder
- Skilteholdere til toppen af reolen
- Mærkatholdere til hylder
- Farvet tape til mærkning af hylder og gulv





### Farvemærk dit lager

Med kombinationen af dine farvemærkede ProcedurePak® procedurepakker og tilpassede farvemærkningssæt, kan du nu organisere dit lager, så du får et mere effektivt produktflow og derved mulighed for at opnå kortere klargørings- og udskiftningstid.



# Maksimér værdien af dine procedurepakker



## Håndtér alle dine ProcedurePak® pakker et samlet sted

Din organisation kan spare tid, penge og undgå affald med kundetilpassede procedurepakker. Nu kan du også håndtere alle dine ProcedurePak® pakker et samlet sted.
Du kan bruge Mölnlycke® Portal til enkelt at sammensætte, analysere og håndtere procedurepakkekøb - med hjælp fra detaljerede statistikker og rapporter.

### ✓ Kontrol

**Optimér og kontrollér dine ProcedurePak pakker**
Mölnlycke Portal giver dig kontrol over dit teams procedurepakker. Du kan styre dit forbrug af komponenter og optimere værdien takket være detaljerede statistikker.

### ✓ Transparens


**Total synlighed for dine ProcedurePak pakker**
Mölnlycke Portal lader relevante brugere i hele organisationen styre brugen af pakker ved at vise alle pakker og alle komponenter i hver enkelt pakke.

### ✓ Effektivitet


**Effektiv måde at arbejde på**
Vores digitale værktøj er let at bruge med enkle og logiske trin. Mölnlycke Portal giver dig muligheden for at dele pakkeinformationer hurtigt og enkelt samt godkende pakkeændringer på en effektiv måde.





**Startside**
Her kan du se en oversigt med links til de forskellige dele af portalen.



**Se alle dine pakker og optimér dem**
I pakkeoversigten kan du følge alle dine pakker og organisere dem med filtre. For hver pakke kan du se alle specifikationer og følge op på statistik. Du kan også optimere dine pakker og gøre dem endnu mere effektive.




**Se alle tilgængelige produkter**
Dette er en oversigt over alle de produkter i et produktkatalog, der er mulige at medtage i en pakke. Du kan søge, filtrere på kategori, leverandør eller specifikationer.



**Pakkeudkast og skab nye pakker**
Her får du en oversigt over alle dine pakkeudkast og også alle pakkeændringer. Du kan også nemt oprette et pakkeudkast og bygge den ud fra en eksisterende, en blank eller fra en reference. Referencepakkerne vil give dig vejledning til en optimal pakkesammensætning med fokus på effektivitet og værdi.



**Statistikker og data**
Statistik for alle dine pakker og produkter, som du også kan eksportere. Følg op på mængde og køb for forskellige tidsrammer i dette dashboard.



**Ordrestatus og leverancer**
Viser dig alle oplysninger om din ordrestatus, ordreindhold og leveringer. Dit team har døgnet rundt adgang til logistisk information.

# Sådan kan du maksimere værdien

Mölnlycke® Portal hjælper dig med at få den bedste værdi for pengene ved at gøre det nemt at sammensætte en komplet ProcedurePak® med de rigtige komponenter. Alt sammen fra ét sted. Du kan forbedre kontrollen over dine pakker – og maksimere deres værdi.

Brug Mölnlycke Portal til at:

- skræddersy pakkerne til dine præcise behov
- få forslag til hvordan du optimerer dine pakker
- tilgå alle data om dine ProcedurePak pakker
- se alle logistik informationer om dine pakker for at opnå større kontrol

## Tag en prøvetur!

Prøv Mölnlycke® Portal og se, hvilke fordele den kan give dig og din arbejdsplads!



# BARRIER® operationsafdækninger

Alle produkter og løsninger i BARRIER® sortimentet af operationsafdækninger er udviklet og designet til at lette det daglige arbejde på operationsstuen.

Gennem den omfattende række af procedurespecifikke produkter kan BARRIER levere innovative produktløsninger, der er designet til at yde en optimal kombination af beskyttelse og funktionalitet. Alle BARRIER afdækninger er designet til at sørge for den bedst mulige patientsikkerhed ved at yde en optimal barriere mod mikrobiel migration. En effektiv infektionskontrol opnås, hvor det er nødvendigt, med impermeable materialer, mens der opnås effektiv væskekontrol med absorption eller væskeopsamlingsposer. Vores opmærksomhed på detaljen sikrer desuden, at alle produkter er foldet til optimal aseptisk håndtering og nem drapering.

BARRIER produkter leveres komplet med den bedst opnåelige service og support, herunder både uddannelse i optimal udnyttelse af produkterne og skræddersyede leverings- og logistikløsninger i overensstemmelse med kundernes behov.

BARRIER er Europas førende brand inden for operationsafdækninger til engangsbrug, og i dag sætter vi standarden med et sortiment, der opfylder alle de forskellige behov på operationsstuen. For Mölnlycke og BARRIER sortimentet ligger vores engagement i det kirurgiske område, og hos de patienter, der skal behandles.

# BARRIER® OPERATIONSAFDÆKNINGER – INTRODUKTION TIL KODER OG MATERIALER

## SÆTOPBYGNING:


Sæt navn

Beskrivelse og størrelse

Antal i inderæske

Antal i transportkarton

**UNIVERSAL SÆT BASIC** 6/12 **698900**



| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 930200 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| 967775 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 967776 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

Sterilt varenummer for sættet (fed)

Usterilt varenummer. Disse numre anvendes kun ved inklusion i procedurepakker.

Antal

## OPBYGNING ENKELTPAKKEDE PRODUKTER:


Produktnavn

Beskrivelse og størrelse

Antal i inderæske

Antal i transport-karton


**AFDÆKNING M. KLÆB BARRIER® FLEX**




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **66002** | 76002 | Afdækning m. klæb 175x175cm, forstærket, BARRIER® Flex | 20/40 |
| **66003** | 76003 | Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket, BARRIER® Flex | 14/28 |

Usterilt varenummer. Disse numre anvendes kun ved inklusion i procedurepakker.

Produktets sterile varenummer (fed)






Absorberende og ugennemtrængeligt flerlags materiale. Bruges i: Afdækning

Ugennemtrængeligt 1-lags materiale. Bruges i: Afdækninger og kitler

Absorberende og ugennemtrængelig forstærkning: Bruges i afdækninger og kitler



Elastisk film.
Bruges i: Afdækninger



Klar plastfilm. Transparent
Bruges i: Afdækninger



Incisionsfilm.
Bruges i: Afdækninger




Ugennemtrængeligt
1-lags materiale.
Bruges i: Afdækninger og kitler




Absorberende og
ugennemtrængeligt
2-lags materiale.
Bruges i: Afdækninger




Absorberende og
ugennemtrængeligt
flerlags materiale.
Bruges i: Afdækninger



Ugennemtrængeligt 2-lags
materiale med komfortlag.
Bruges i: Afdækninger og kitler



Væskeafvisende materiale.
Bruges i: Afdækninger og kitler



Kraftigt væskeafvisende
materiale.
Bruges i: Afdækninger og kitler



Absorberende og
ugennemtrængelig forstærkning:
Bruges i afdækninger og kitler




Kraftigt absorberende
forstærkning +
absorberende 1-lags materiale.
Bruges i: Afdækninger




Kraftigt absorberende og
ugennemtrængelig forstærkning.
Bruges i: Afdækninger




Skummateriale.
Bruges i: Afdækninger




Standard nonwoven
abdominalserviet




Standard nonwoven
operationsserviet




Standard nonwoven
operationstampon




Standard nonwoven
operationsserviet



Standard gaze abdominalserviet



Standard gaze abdominalserviet



Standard gaze operationstampon





# BARRIER® ISCC sortiment

Som leverandør af medicinsk udstyr er vores vigtigste mission at levere et produkt, der er sikkert at bruge og sikre, at den påtænkte anvendelse af infektionskontrol er optimeret. Vi vil aldrig kompromittere patientens sikkerhed. Vi har sammen med vores leverandører listet forskellige muligheder for at gøre os i stand til at blive mere bæredygtige. Det langsigtede mål er at levere et klimaneutralt produkt.

### Konvertere til fornybare materialer

- Biobaserede
- Reducere $C0_2$ udledninger (dette er ikke kun relateret til fornybare materialer men effekten er større pga. absorptionen).

Ved at anvende biobaserede produkter, kan vi reducere udtømningen af fossil olie og reducere akkumuleringen af $CO_2$ gasser ud i vores atmosfære. Faktisk, ved at anvende biobaseret materiale, absorberer vi $CO_2$ fra atmosfæren.

### Øget brug af genanvendte materialer

Hvis det er muligt, vil vi gerne lave vores produkter af genanvendte materialer. Vi vil undersøge, om det er muligt at gøre uden at kompromittere produktets sikkerhed.

### Reducere materiale i produktionen

- Vi arbejder mod at reducere vægten (nedmåle) af råmaterialerne der bliver brugt til vores produkter
- Minimere affald i produktionen
- Sænke vores råmateriale affald

### Reducere brugen af skadelige kemikalier

Vi vurderer altid den kemiske sammensætning af vores produkter. Det er vigtigt at sikre, at der ikke anvendes forbudte eller uønskede kemikalier i produktionen/produktet, som kan bringe patientsikkerheden såvel som miljøet i fare.

### Øget brug af biobaserede råmaterialer

Vi starter med at implementere biobaseret materiale, og det vil gradvist reducere fossilbaserede $CO_2$ udledninger i vores forsyningskæde, i vores produktion, optimere vores ressourceforbrug og opretholde fuld sporbarhed.

Vi vil forpligte os til at bruge en stor andel af biobaserede materialer i vores proces til at skabe nye, bæredygtige produkter. Vi introducerer dette trin for trin, efterhånden som vi forbedrer vores miljøpræstation.

Men hvordan kan kunderne vide og stole på, at vi gør noget? Det er her, ISCC kommer ind i billedet.

### Hvad står "ISCC" for?

Forkortelsen ISCC står for "International Sustainability and Carbon Certification" (International bæredygtighed og kulstofcertificering).

### Hvad er det?

Det er en uafhængig multi-interessent-organisation, der er ansvarlig for udvikling, overvågning, revision og løbende forbedring af ISCC-certificeringssystemet. Medlemmer omfatter landmænd, industrier, forskningsinstitutioner og ikke-statslige organisationer som WWF.

### Hvad er ISCC systemet?

Det er et system, hvor biomasse og andre råvarer produceres på en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig måde og er fuldt sporbare gennem hele forsyningskæden.



# Massebalance overordnet

Massebalance er et begreb, der har eksisteret i længe, selvom de fleste normalt ikke genkender det som massebalance.

### Hvad er det?

Kort sagt er massebalance en mekanisme til at afbryde en positiv værdi af noget fysisk, der er sket på et bestemt oprindelsessted, og overføre denne værdi gennem en kæde af forskellige bærere.

### Hvordan fungerer det?

Det fungerer ved at bogføre fra oprindelsesstedet, indtil det når kunden. Der er naturligvis meget specifikke og kontrollerede regler at følge som en del af at blive certificeret til disse systemer.

### Nafta


Den kemiske kilde til PE, polyethylen, kaldes nafta. Nafta kan produceres fra både fossile og vedvarende kilder. Vi ønsker, at det skal komme fra en bestemt vedvarende kilde lige nu, tallolie, som er en rest fra træmasseindustrien.

### Er det det samme produkt?


Ethylen fremstillet af både bio-nafta og fossilt nafta er dog kemisk nøjagtigt det samme, og det er fremstillet ved hjælp af det samme udstyr, hvori ethylenet fra disse to kilder blandes. Fra dette tidspunkt er det umuligt at spore, hvor hvert molekyle kommer fra, eller hvor de er på vej hen.

### Hvad kan vi påstå?

Input og output styres af nøjagtig bogføring, som gør det muligt at sige, hvor mange ethylenmolekyler, der stammer fra tallolie. Det er kun denne brugte mængde, der kan sælges som PE-film med certificeret bio-krav.




## UNIVERSALSÆT STANDARD ISCC 6/12 **60054**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| 70200 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm ISCC |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 70772 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm ISCC |
| 70773 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm ISCC |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## UNIVERSALSÆT BASIC ISCC 6/12 **60900**



| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 70300 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm ISCC |
| 70775 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm ISCC |
| 70776 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm ISCC |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## UNIVERSALSÆT STANDARD ISCC 7/14 **60340**



| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 70200 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm ISCC |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 70772 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm ISCC |
| 70773 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm ISCC |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## AFDÆKNING MED KLÆB, STANDARD ISCC 7/14 **699340**



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 70772 | Afdækning med klæb 175x175cm, forstærket, ISCC | |
| - | 70773 | Afdækning med klæb 240x175cm, forstærket, ISCC | |
| - | 70782 | Afdækning med klæb 300x175cm, forstærket, ISCC | |

## AFDÆKNING MED KLÆB, FORSTÆRKET, ISCC




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60800** | 70200 | Afdækning med klæb 90x75cm, forstærket, ISCC | 45/90 |

## AFDÆKNING MED KLÆB, ISCC



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60500** | - | Afdækning med klæb 75x75cm, ISCC | 35/210 |
| **60677** | 70300 | Afdækning med klæb 90x75cm, ISCC | 32/192 |

## AFDÆKNING MED KLÆB, ISCC




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60761** | 70776 | Afdækning med klæb 240x150cm, ISCC | 12/24 |
| **60750** | 70775 | Afdækning med klæb 175x175cm, ISCC | 13/26 |

## AFDÆKNING 2-LAG, ISCC




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60530** | - | Afdækning, 2-lag 75x90cm, ISCC | 38/228 |

## FORSTÆRKET ASSISTANCEBORDSPOSE, ISCC



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 996113 | Forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område, teleskopfoldet | |
| - | 996108 | Forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område | |

## ANÆSTESIAFDÆKNING, ISCC



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944217 | Transparent anæstesiafdækning, 300x275cm, slids 70x55cm | |

## LAPAROSKOPISK SLIDSLAGEN, ISCC




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944218 | Laparoskopisk slidslagen 200x275cm, slids 75x25cm Kan kombineres med 944217, transparent anæstesiafdækning som vist på tegningen | |

## LAPAROSKOPISK SLIDSLAGEN, ABDO-PERINEALT, ISCC




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944219 | Laparoskopisk, abdo-perinealt slidslagen 300/200x19ocm, hul 10x13cm, slids 75x25cm. Transparent benposer. Kan kombineres med 944217, transparent anæstesiafdækning som vist på tegningen | |

## UNIVERSALSÆT BASIC 6/12 **698900**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 930200 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| 967775 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 967776 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## PÆDIATRISÆT BASIC 6/12 **699010**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 917198 | 2 | afdækning m. klæb 75x73cm, klæbebredde 2,5cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 917775 | 1 | afdækning m. klæb 175x173cm, klæbebredde 2,5cm |
| 917776 | 1 | afdækning m. klæb 240x148cm, klæbebredde 2,5cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## UNIVERSALSÆT STANDARD 6/12 **699054**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| 910200 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 967772 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 967773 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## UNIVERSALSÆT STANDARD 7/14 **699340**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 910200 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 967772 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 967773 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## UNIVERSALSÆT STANDARD 4/8 **699600**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 750105 | 1 | operationskittel L-L + 2 håndklæder 30x40cm, indpakket |
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 910200 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| 750111 | 1 | operationskittel XL-L |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 967772 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 967773 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## UNIVERSALSÆT STANDARD 6/12 **699640**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| 910519 | 1 | afdækning 75x90cm |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 910198 | 2 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 967772 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 967773 | 1 | afdækning m. klæb 240x150cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## UNIVERSALSÆT BARRIER® FLEX 4/8 **66010**





| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| 76001 | 2 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 76002 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 76003 | 1 | afdækning m. klæb 300x175cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## SLIDSLAGNER FORSTÆRKET




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60502** | 70502 | Slidslagen 200x150cm, slids 7x65cm, absorptionszone 70x100cm | 10/40 |
| **60503** | 70503 | Slidslagen 200x260cm, slids 7x102cm, absorptionszone 70x100cm | 14/28 |
| **60504** | 70504 | Slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x100cm | 14/28 |
| **60506** | 70506 | Slidslagen 200x290cm, slids 7x102cm, absorptionszone 70x100cm | 12/24 |
| - | 70508 | Slidslagen 230x150cm, slids 7x65cm, absorptionszone 70x100cm | |
| - | 70509 | Slidslagen 150x260cm, slids 7x65cm, absorptionszone 70x100cm | |
| - | 70511 | Slidslagen 230x330cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x160cm | |
| - | 70512 | Slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x160cm | |
| - | 70513 | Slidslagen 250x290cm, slids 20x102cm, absorptionszone 70x160cm | |

## SLIDSLAGNER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **778900** | 980789 | Slidslagen 150x125cm, slids 7x45cm | 15/60 |
| **779300** | 980793 | Slidslagen 200x260cm, slids 7x102cm | 13/26 |
| - | 980776 | Slidslagen 150x260cm, slids 7x65cm | |
| - | 950799 | Slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm | |
| - | 75012 | Slidslagen 200x290cm, slids 7x65cm, smal klæb | |

## AFDÆKNING M. KLÆB BARRIER® FLEX





| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **66002** | 76002 | Afdækning m. klæb 175x175cm, forstærket, BARRIER® Flex | 20/40 |
| **66003** | 76003 | Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket, BARRIER® Flex | 14/28 |

## AFDÆKNING M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **777400** | 967774 | Afdækning m. klæb 175x150cm | 18/36 |
| **777600** | 967776 | Afdækning m. klæb 240x150cm | 16/32 |
| **778200** | 967882 | Afdækning m. klæb 300x175cm | 9/18 |
| **920496** | 967775 | Afdækning m. klæb 175x175cm | 18/36 |

## AFDÆKNING M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63615** | 2324282 | Afdækning m. klæb, 180x150cm, PRIMARY | 26/52 |
| **63616** | 2324283 | Afdækning m. klæb, 240x150cm, PRIMARY | 22/44 |
| **63607** | 2324822 | Afdækning m. klæb, 300x180cm, PRIMARY | 13/26 |

## AFDÆKNING M. KLÆB - SMAL KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **777025** | 917770 | Afdækning m. klæb 140x100cm, smal klæb | 20/40 |
| **777525** | 917775 | Afdækning m. klæb 175x173cm, smal klæb | 13/26 |
| - | 75013 | Afdækning m. klæb 175x200cm, smal klæb | |
| - | 917776 | Afdækning m. klæb 240x148cm, smal klæb | |

## AFDÆKNING M. KLÆB FORSTÆRKET



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **66550** | 967784 | Afdækning m. klæb 200x200cm, forstærket | 11/22 |
| **66540** | 76540 | Afdækning m. klæb 260x175cm, forstærket, fuld klæbebredde | 13/26 |
| - | 76408 | Afdækning m. klæb 200x240cm, forstærket | |
| - | 76409 | Afdækning m. klæb 240x175cm, forstærket | |
| - | 76410 | Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket | |
| - | 967772 | Afdækning m. klæb 175x175cm, forstærket | |
| - | 967773 | Afdækning m. klæb 240x150cm, forstærket | |
| - | 967782 | Afdækning m. klæb 300x175cm, forstærket | |
| - | 76500 | Afdækning m. klæb 300x250cm, forstærket | |

## AFDÆKNING 3-LAG




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **777900** | 910184 | Afdækning 90x150cm | 30/60 |
| **778000** | 910185 | Afdækning 150x175cm | 14/28 |
| **778100** | 910186 | Afdækning 150x240cm | 11/22 |

## AFDÆKNING 2-LAG




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63816** | 93911 | Afdækning 90x150cm | 17/34 |

## AFDÆKNING M. KLÆB BARRIER® FLEX





| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **66001** | 76001 | Afdækning m. klæb 90x75cm, forstærket, BARRIER® Flex | 24/48 |

## AFDÆKNING M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **706300** | 947063 | Afdækning m. klæb 75x50cm | 50/300 |
| **706400** | 947064 | Afdækning m. klæb 50x50cm | 65/390 |
| **63813** | 93906 | Afdækning m. klæb 50x50cm, PRIMARY | 73/146 |
| **706500** | 910598 | Afdækning m. klæb 75x75cm | 35/210 |
| **63611** | 93990 | Afdækning m. klæb, 75x75 cm, PRIMARY | 42/84 |
| **706700** | 947067 | Afdækning m. klæb 75x100cm | 28/168 |
| **63612** | 93991 | Afdækning m. klæb, 100x75cm, PRIMARY | 33/66 |
| **706900** | 927069 | Afdækning m. klæb 100x100cm | 43/86 |
| **63614** | 93992 | Afdækning m. klæb, 100x100cm, PRIMARY | 70/140 |
| **707500** | 910598 | Afdækning m. klæb 2 stk. 75x75cm | 34/204 |
| **906677** | 930200 | Afdækning m. klæb 90x75cm | 32/192 |
| **63613** | 93613 | Afdækning m. klæb, 90x75cm, PRIMARY | 60/120 |

## AFDÆKNING M. KLÆB FORSTÆRKET




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **66520** | 76520 | Afdækning m. klæb 120x100cm, forstærket | 22/44 |
| **63604** | 93604 | Afdækning m. klæb, 120x100cm, forstærket, PRIMARY | 60/120 |
| **706800** | 910200 | Afdækning m. klæb 90x75cm, forstærket | 45/90 |
| **63603** | 93603 | Afdækning m. klæb, 90x75cm, forstærket, PRIMARY | 33/66 |
| - | 917069 | Afdækning m. klæb 100x100cm, forstærket | |
| - | 76510 | Afdækning m. klæb 200x100cm, forstærket | |

## AFDÆKNING M. KLÆB, SMAL KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 917198 | Afdækning m. klæb 75x75cm, smal klæb | |
| - | 930201 | Afdækning m. klæb 90x73cm, smal klæb | |

## ABSORBERENDE AFDÆKNING M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **706100** | 904764 | Afdækning m. klæb, meget absorberende 55x70cm | 40/80 |

## AFDÆKNING 2-LAG




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63814** | 93908 | Afdækning, 2-lag 37,5x45cm, PRIMARY | 125/250 |
| **63815** | 93909 | Afdækning, 2-lag 45x75cm, PRIMARY | 70/140 |
| **63619** | 93619 | Afdækning, 2-lag 75x90cm, PRIMARY | 45/90 |
| **63812** | 93904 | Afdækning, 2-lag 90x150cm, PRIMARY | 36/72 |
| **63810** | 93902 | Afdækning, 2-lag 150x175cm, PRIMARY | 19/38 |
| **63811** | 93903 | Afdækning, 2-lag 150x245cm, PRIMARY | 15/30 |

## AFDÆKNING 3-LAG




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 910519 | Afdækning, 3-lag 75x90cm | |

## VARIABELT HULSTYKKE M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63873** | 93942 | Hulstykke m. klæb, variabelt 50x75cm, Primary | 100/200 |
| **63628** | 93942 | Hulstykke m. klæb, variabelt 75x100cm, Primary | 56/112 |
| **63629** | 93943 | Hulstykke m. klæb, variabelt 100x150cm, Primary | 36/72 |

## HULSTYKKE M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63885** | 93985 | Hulstykke m. klæb 75x90cm, hul 7cm, centreret cirkulært hul | 58/116 |
| **63839** | 93944 | Hulstykke m. klæb 100x125cm, hul 11cm, 45 cm fra toppen | 22/44 |
| **63840** | 93945 | Hulstykke m. klæb 120x150cm, hul 5x7cm | 34/68 |
| **63842** | 93948 | Hulstykke m. klæb 150x180cm, hul 5x15cm | 16/32 |
| **63844** | 93952 | Hulstykke m. klæb 200x240cm, hul 12cm | 13/26 |
| **63845** | 93953 | Hulstykke m. klæb 200x280cm, hul 15cm, 114cm fra toppen | 11/22 |
| **63846** | 93954 | Hulstykke m. klæb 200x280cm, hul 14x14cm, 124cm fra toppen | 11/22 |
| **63836** | 93938 | Hulstykke m. klæb 45x75cm, hul 7cm | 120/240 |
| **63621** | 93941 | Hulstykke m. klæb 75x90cm, hul 6x8cm, PRIMARY | 36/72 |
| **63623** | 93986 | Hulstykke m. klæb 50x60cm, hul 6x8cm, PRIMARY | 90/180 |
| **63624** | 93946 | Hulstykke m. klæb 120x150cm, hul 5x7cm, 65cm fra toppen, PRIMARY | 30/60 |

## HULSTYKKE M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **85601** | 95601 | Hulstykke m. klæb 115x100cm, incisionsfilm 19x8cm | 20/40 |

## EPIDURALAFDÆKNING M. KLÆB




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63838** | 93940 | Epiduralafdækning m. klæb 60x75cm, hul 6x9,5cm | 80/160 |
| **63625** | 93989 | Epiduralafdækning m. klæb 75x80cm, hul 6x15cm, PRIMARY | 48/96 |

## HULSTYKKE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63837** | 93939 | Hulstykke 50x60cm, hul 6x8cm | 75/150 |

## KNÆARTROSKOPISÆT 5/10 **60101**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 70104 | 1 | knæartroskopiafdækning 220x320cm, hul 7 og 5cm elastisk |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## KNÆARTROSKOPISÆT 4/8 **60102**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |
| 946111 | 1 | stockinette S, 22x75cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70104 | 1 | knæartroskopiafdækning 220x320cm, hul 7 og 5cm elastisk |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## KNÆARTROSKOPIAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60104** | 70104 | Knæartroskopiafdækning 220x320cm, hul 7 og 5cm elastisk | 5/10 |

## KNÆARTROSKOPIAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60105** | 70105 | Knæartroskopiafdækning 260/330x320cm, hul 7 og 5cm elastisk, indpakket | 4/8 |

## KNÆARTROSKOPIPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **69200** | 79200 | Knæartroskopipose 60x120cm, hul 7 og 5cm elastisk | 9/18 |

## EKSTREMITETSSÆT 7/14 **60202**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 70213 | 1 | ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## EKSTREMITETSSÆT 5/10 **60208**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |
| 910598 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70213 | 1 | ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## EKSTREMITETSSÆT 5/10 **60209**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |
| 946111 | 1 | stockinette, S, 22x75cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70213 | 1 | ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## EKSTREMITETSAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60211** | 70211 | Ekstremitetsafdækning 200x300cm, hul 7cm elastisk | 11/22 |
| **60213** | 70213 | Ekstremitetsafdækning 230x315cm, hul 7cm elastisk | 10/20 |
| | 70210 | Ekstremitetsafdækning 250x315cm, hul 7 cm elastisk | |

## EKSTREMITETSAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60214** | 70214 | Ekstremitetsafdækning 200/300x320cm, hul 7cm elastisk | 8/16 |

## EKSTREMITETSSÆT, BILATERAL FOD 5/10 **60300**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70311 | 1 | bilateral fodafdækning 200x300cm, huller 3,5cm elastiske |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## EKSTREMITETSSÆT, BILATERAL BEN 5/10 **60301**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70313 | 1 | bilateral benafdækning 200x300cm, huller 7cm elastiske |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## SKULDERSÆT 4/8 **60001**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 70007 | 1 | nedre skulder slidslagen 230x295cm, slids 10x70cm |
| 946111 | 1 | stockinette, S, 22x75cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70005 | 1 | øvre skulder slidslagen 240x170cm, slids 15x45cm |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## SKULDERSÆT M. POSE 4/8 **60002**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 70007 | 1 | nedre skulder slidslagen 230x295cm, slids 10x70cm |
| 946111 | 1 | stockinette, S, 22x75cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70006 | 1 | øvre skulder slidslagen m. pose 240x170cm, slids 15x45cm |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## SKULDERSÆT 4/8 **60003**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 9475 | 1 | slidslagen (plast) 150x193cm, slids 15x61cm |
| 946111 | 1 | stockinette, S, 22x75cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70004 | 1 | beach chair skulderafdækning 400x220cm, hul 10x10cm elastisk |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## BEACH CHAIR SKULDERAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60004** | 70004 | Beach chair skulderafdækning 400x220cm, hul 10x10cm elastisk, indpakket | 5/10 |

## HÅND-/FODSÆT 7/14 **60303**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| 70309 | 1 | hånd/fod afdækning 230x315cm, hul 3,5cm elastisk |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## HÅNDSÆT 6/12 **60305**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 70310 | 1 | håndafdækning 150/370x280cm, hul 3,5cm elastisk |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## HÅNDSÆT 5/10 **60306**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm |
| 70310 | 1 | håndafdækning 150/370x280cm, hul 3,5cm elastisk |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## HÅND-/FODAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60308** | 70308 | Hånd-/fodafdækning 150x180cm, hul 3,5cm elastisk | 13/52 |
| **60309** | 70309 | Hånd-/fodafdækning 230x315cm, hul 3,5cm elastisk | 11/22 |

## HÅNDAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60310** | 70310 | Håndafdækning 150/370x280cm, hul 3,5cm elastisk | 7/14 |
| - | 70312 | Håndafdækning 150/270x280cm, hul 3,5cm elastisk | |

## HOFTESÆT M/DISLOKATIONSPOSER 3/6 **60602**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |
| 910598 | 2 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 946112 | 1 | stockinette, L, 32x120cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70601 | 1 | hofteafdækning m/dislokationsposer 220/300x340cm, hul 18x22cm elastisk |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## HOFTESÆT 4/8 **60604**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 968005 | 1 | afdækning 75x90cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |
| 910184 | 1 | afdækning 90x150cm |
| 911500 | 3 | op-tape 9x49cm |
| 70504 | 1 | slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm |
| 76410 | 1 | afdækning m. klæb 300x175cm |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## HOFTESÆT 4/8 **60608**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 968005 | 1 | afdækning 75x90cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |
| 946112 | 1 | stockinette, L, 32x120cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 70504 | 1 | slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm |
| 76410 | 1 | afdækning m. klæb 300x175cm |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## HOFTEAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60600** | 70600 | Hofteafdækning 230/300x330cm, hul 18x22cm elastisk | 7/14 |

## HOFTEAFDÆKNING M/DISLOKATIONSPOSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60601** | 70601 | Hofteafdækning m/dislokationsposer 220/300x340cm, hul 18x22cm elastisk, indpakket | 4/8 |

## VERTIKALSÆT 5/10 **903016**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 815301 | 1 | vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 40x30cm |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## VERTIKALSÆT 6/12 **903026**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 815300 | 1 | vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 86x25cm |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## VERTIKALLAGEN




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **826010** | 815300 | Vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 86x25cm | 7/14 |

## VERTIKALLAGEN



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **826020** | 815301 | Vertikallagen 330x240cm, incisionsfilm 40x30cm | 8/16 |


## VERTIKALLAGEN



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **80000527** | 80008032 | Vertikallagen 320x240cm, incisionsfilm 60x30cm | 8/16 |


## SPINALSÆT

6/12 **80005471**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 967774 | 1 | afdækning m. klæb 175x150cm |
| 80008030 | 1 | spinalafdækning 240x320cm, incisionsfilm 30x60cm |
| 95190 | 1 | forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## ØVRE SKULDERSLIDSLAGEN




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 70005 | Øvre skulderslidslagen 240x170cm, slids 15x45cm | |

## ØVRE SKULDERSLIDSLAGEN M. POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 70006 | Øvre skulderslidslagen m. pose 240x170cm, slids 15x45cm | |

## NEDRE SKULDERSLIDSLAGEN




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 70007 | Nedre skulderslidslagen 230x295cm, slids 10x70cm | |

## SLIDSLAGEN SÆT 5/10 **60620**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 930200 | 1 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| 70504 | 1 | slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm |
| 76409 | 1 | afdækning m. klæb 240x175cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## VARIKØST VENESÆT 6/12 **61400**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 90100 | 1 | bordafdækning 100x150cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 70512 | 1 | slidslagen 200x260cm, slids 20x102cm, absorb. 70x160cm |
| 76409 | 1 | afdækning m. klæb 240x175cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## PÆDIATRIAFDÆKNING





| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **61310** | 71310 | Pædiatriafdækning 200/270x320cm, hul 10x14cm | 8/16 |

## LAPAROTOMIAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **61320** | 71320 | Laparotomiafdækning 200/270x320, hul 10x30cm | 10/20 |

## LAPAROTOMIAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **61330** | 71330 | Laparotomiafdækning 200/270x320, incisionsfilm 23x36cm | 8/16 |

## LAPAROTOMIAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **825000** | 980250 | Laparotomiafdækning 200x315cm, 11x22cm, absorb. 70x70cm | 12/24 |

## LAPAROTOMIAFDÆKNING M. POSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 71369 | Laparotomiafdækning m. poser 200/270x320cm, variabelt hul 30x30cm | |

## PERINEAL AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 988522 | Perineal afdækning 50x84cm m. pose, hul m. klæb 7x10cm | |

## LAPAROSKOPISÆT 5/10 **61040**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 972890 | 1 | stykke m/opsamlingspose 75x100cm |
| 947063 | 1 | afdækning m. klæb 75,50cm |
| 9855 | 2 | XL litotomi benpose 75x150cm |
| 71040 | 1 | gynækologiafdækning abdo-perineal 75/250x245cm, hul m. klæb 25x18cm, perinealt hul 6x15cm |
| 90210 | 1 | bordafdækning 150x210cm, 75x210cm absorberende område |

## LAPAROSKOPISÆT BARIATRI 4/8 **61450**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25 |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 824098 | 2 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 815332 | 1 | kameraovertræk m. perforeret spids 14x250cm |
| 975880 | 2 | instrumentpose 25x40cm |
| 70550 | 1 | laparoskopi afdækning med benposer 280/230/270x335cm, hul m. klæb 32x42cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## LAPAROSKOPISÆT ABDO-PERINEAL 5/10 **694240**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 824098 | 1 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 910598 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 944200 | 1 | laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## LAPAROSKOPISÆT ABDO-PERINEAL 4/8 **694241**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 824098 | 1 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 910598 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 944200 | 1 | laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## LAPAROSKOPISÆT MED BENPOSER 4/8 **694245**





| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 824098 | 1 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 815332 | 1 | kameraovertræk m. perforeret spids 14x250cm |
| 944205 | 1 | laparoskopi afdækning med benposer 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## LAPAROSKOPISÆT 5/10 **694265**





| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 824098 | 1 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 815332 | 1 | kameraovertræk m. perforeret spids 14x250cm |
| 954225 | 1 | laparoskopi afdækning 175/250x360cm, hul m. klæb 25x30cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYN / LAPAROSKOPISÆT 5/10 **696600**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 910598 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 956966 | 1 | laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/270x270cm, hul med klæb 26x20cm, perinealt hul 9x13cm (smal klæb under hullet) |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYN / LAPAROSKOPISÆT 5/10 **903020**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 947064 | 1 | afdækning m. klæb 50x50cm |
| 956966 | 1 | laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/270x270cm, hul m. klæb 26x20cm, perinealt hul 9x13 cm (smal klæb under hullet) |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **61360** | 71360 | Laparoskopi afdækning 200/270x320cm, hul 20x30cm | 10/20 |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **903005** | 900078 | Laparoskopi afdækning 200x300cm, hul 26x20 cm | 12/24 |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944200 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/175/270x260cm, hul med klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 956967 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/200/300x285cm, hul med klæb 25x18cm og perinealt hul med klæb 10x13cm (flap til at dække det perineale område), integrerede, transparente benposer | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944201 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/200/300x285cm, hul m. klæb 28x30cm og perinealt hul med klæb 10x13cm (flap til at dække det perineale område)<br>Integrerede, transparente benposer | |
| - | 944216 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/300x375cm, hul m. klæb 34x35cm og perinealt hul med klæb 10x13cm (flap til at dække det perineale område)<br>Integrerede, transparente benposer<br>Transparent anæstesistykke | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING MED BENPOSER



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944205 | Laparoskopi afdækning med benposer 250/175/270x260cm, hul m. klæb 25x30cm | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING MED TRANSPARANTE BENPOSER



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944206 | Laparoskopi afdækning med transparente benposer 250/200/300x285cm, hul m. klæb 28x30cm | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944210 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/270x295cm, hul med klæb 25x30cm, perinealt hul 13x24cm | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944215 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/270x355cm, hul med klæb 25x30cm,<br>perinealt hul 15x24cm, transparent anæstesistykke | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 944216 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 300/200/300x375cm, hul med klæb 34x35cm,<br>perinealt hul 10x13cm, transparente benposer og transparent anæstesistykke | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 956966 | Laparoskopi afdækning abdo-perineal 250/270x270cm, hul med klæb 26x20cm, perinealt hul 9x13cm (smal klæb under hullet) | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 954225 | Laparoskopi afdækning 175/250x360cm,<br>hul m. klæb 25x30cm | |

## LAPAROSKOPI AFDÆKNING





| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 954226 | Laparoskopi afdækning 200/250x365cm, hul m. klæb 28x30cm | |

## AKUT THORAX SÆT 3/6 **669600**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 1 | perineal afdækning 20x42cm |
| - | 6 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 824098 | 2 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 910598 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| - | 1 | sug- og diatermipose 33x38cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 966960 | 1 | akut thorax afdækning 200/300x350cm, incisionsområde 37x65cm |
| 90240 | 1 | bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende område |

## KARDIOVASKULÆRT SÆT 3/6 **694640**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 6 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |
| - | 1 | defibrillator pose 33x38cm |
| 824098 | 2 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 911500 | 3 | op-tape 9x49cm |
| 941005 | 2 | fodafdækning grøn, 36x28cm |
| 991005 | 2 | fodafdækning transparent |
| 910598 | 2 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 988795 | 1 | nedre vaskulær afdækning 200x260cm, slids 20x102cm |
| 966946 | 1 | thorax afdækning 200/300x330cm, incisionsfilm 32x40cm |
| 90240 | 1 | bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende område |

## KARDIOVASKULÆRT SÆT 3/6 **694700**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 8 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 824098 | 2 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 911500 | 3 | op-tape 9x49cm |
| 968088 | 1 | bordafdækning 200x280cm, absorberende |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende |
| 941005 | 2 | fodafdækning grøn, 36x28cm |
| 978001 | 1 | perineal afdækning, 20cm/47x55cm |
| 910598 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 927069 | 3 | afdækning m. klæb 100x100cm |
| - | 1 | defibrillator pose, 38x33cm |
| 969476 | 1 | kardiovaskulær afdækning, 200/300x350cm, inc. 32x40 cm (1), inc. 17x107cm (2), forstærk. m. poser |
| 90240 | 1 | bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende |

## THORAX AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **824600** | 966946 | Thorax afdækning 200/300x330cm, incisionsfilm 32x40cm | 6/12 |

## THORAX AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 966948 | Thorax afdækning 175/350x350cm incisionsfilm 32x40 cm | |

## THORAX AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 966949 | Thorax afdækning 175/300x350cm, incisionsfilm 32x40cm | |

## THORAX AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 966950 | Thorax afdækning 200/300x330cm hul m. incisionsfilm 17x32cm | |

## NEDRE VASKULÆR AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **824700** | 988795 | Nedre vaskulær afdækning 200x260cm, slids 20x102cm | 12/24 |

## HYBRID KARDIOVASKULÆR AFDÆKNING 4/8 **61800**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 71800 | 1 | hybrid kardiovaskulær afdækning 240/300x450cm, incisionsfilm 60x40cm og 15x27cm (2), 2 stk. afdækning m. klæb 75x75cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## RADIAL ANGIOGRAFISÆT 4/8 **698260**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 90150 | 1 | bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område |
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 923720 | 1 | afdækning, absorberende 75x100cm |
| 947064 | 1 | afdækning m. klæb 50x50cm |
| 958284 | 1 | angiografi afdækning 240x330cm, huller 5x7cm (2) og 7x9cm (2) |
| 90150 | 1 | bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område |

## ANGIOGRAFISÆT 6/12 **904730**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 90100 | 1 | bordafdækning 100x150cm, 75x150 absorberende område |
| 923720 | 1 | afdækning, absorberende 75x100cm |
| 947064 | 1 | afdækning m. klæb 50x50cm |
| 904706 | 1 | angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x70cm, 2 huller 7x10cm |
| 90150 | 1 | bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område |

## ANGIOGRAFI AFDÆKNING




| Varenr. steril | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **65210** | 751210 | Angiografi afdækning 240x320cm, forstærkning 90x110cm, huller 6x9cm (2) | 11/22 |

## ANGIOGRAFI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **65211** | 75211 | Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 90x220cm, huller 6x9cm (2) | 8/16 |
| | 75213 | Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 90x220cm, huller 6x9cm (2), foldet på langs | |

## FEMORALIS ANGIOGRAFI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **828300** | 958283 | Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x70cm, 2 huller 7x10cm | 9/18 |
| - | 904706 | Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x70cm, 2 huller 7x10cm (foldet på langs) | |

## FEMORALIS ANGIOGRAFI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 958291 | Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x220cm, 2 huller 7x10cm | |
| - | 904709 | Angiografi afdækning 240x370cm, forstærkning 70x220cm, 2 huller 7x10cm (foldet på langs) | |

## BRACHIAL ANGIOGRAFI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **65212** | 75212 | Brachial angiografi afdækning 115x150cm, forstærkning 70x70cm, hul 6cm | 24/48 |

## RADIAL ANGIOGRAFI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 958284 | Radial angiografi afdækning 240x330cm, huller 5x7cm (2) og 7x9cm (2) | |

## RADIAL ANGIOGRAFI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 958290 | Radial angiografi afdækning 240x370cm, huller 5x7cm (2) og 7x10cm (2) | |
| - | 958289 | Radial angiografi afdækning 240x370cm, huller 5x7cm (2) og 7x10cm (2), (foldet på langs) | |

## PACEMAKER AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 958280 | Pacemaker afdækning 240x335 cm, 2 huller 12x12cm | |

## PACEMAKER AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 958288 | Pacemaker afdækning 240x370 cm, hul 12x20cm | |
| - | 958287 | Pacemaker afdækning 240x370 cm, hul 15x15cm | |

## HYBRID KARDIOVASKULÆR AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 71800 | Hybrid kardiovaskulær afdækning 240/300x450cm, incisionsfilm 60x40cm og 15x27cm (2),<br>2 stk. afdækning m. klæb 75x75cm | |

## KRANIOTOMI SÆT 5/10 **888142**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 947064 | 4 | afdækning m. klæb 50x50cm |
| 965524 | 1 | kraniotomi afdækning 230x300cm, incisionsfilm 30x20cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## KRANIOTOMI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **888442** | 988442 | Kraniotomi afdækning 280x295cm, incisionsfilm 30x20cm | 9/18 |

## KRANIOTOMI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 965524 | Kraniotomi afdækning 230x300cm, incisionsfilm 30x20cm | |

## LITOTOMI SÆT 6/12 **61010**




| Varenr. usteriltt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 972890 | 1 | afdækning m. fingerkant 75x100cm |
| 906109 | 2 | litotomi benpose 75x120cm |
| 71000 | 1 | litotomi afdækning 75/150x170cm, hul m. klæb 9x11cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYN / CYSTOSKOPI SÆT 11/22 **696110**




| Varenr. usteriltt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 906109 | 2 | litotomi benpose 75x120cm |
| 957961 | 1 | hulstykke 75x175cm, hul 9x15cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYNÆKOLOGI SÆT 8/16 **696700**




| Varenr. usteriltt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 910519 | 2 | afdækning 75x90cm |
| 947064 | 1 | afdækning m. klæb 50x50cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 987762 | 1 | litotomi afdækning m. benposer 150x235cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYNÆKOLOGI SÆT 6/12 **888112**




| Varenr. usteriltt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 904762 | 1 | slangeholder 9x18cm |
| 988520 | 1 | gynækologi afdækning 60x116cm m. pose, hul m. klæb 8x11cm |
| 965523 | 1 | gyn. afdækning m. benposer 200/270x215cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYNÆKOLOGI SÆT 6/12 **888113**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 904762 | 1 | slangeholder 9x18cm |
| 988521 | 1 | gynækologi afdækning 60x116cm, hul m. klæb 8x11cm |
| 965523 | 1 | gynækologi afdækning m. benposer 200/270x215cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYNÆKOLOGI SÆT 6/12 **888212**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 904762 | 1 | slangeholder 9x18cm |
| 988520 | 1 | gynækologi afdækning 60x116cm m. pose, hul m. klæb 8x11cm |
| 965523 | 1 | gynækologi afdækning m. benposer 200/270x215cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYN / CYSTOSKOPI SÆT 9/18 **902496**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 972890 | 1 | afdækning m. fingerkant 75x100cm |
| 906109 | 2 | benpose 75x120cm |
| 904746 | 1 | cystoskopi afdækning 75x175cm, hul 9x15cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## URO / GYNÆKOLOGI SÆT 5/10 **905020**



| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| 972890 | 1 | afdækning m. fingerkant 75x100cm |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 990520 | 1 | uro/gynækologi afdækning 200/355x295cm, hul m. klæb 17/8x28cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYNÆKOLOGI SÆT 4/8 **925984**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 824098 | 1 | slangeholder velcro 2,5x30cm |
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 972890 | 1 | afdækning m. fingerkant 75x100cm |
| 950022 | 1 | gynækologi afdækning 200/270x280cm, hul m. klæb 9x11cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## GYNÆKOLOGI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **888521** | 988521 | Gynækologi afdækning 60x116cm, hul m. klæb 8x11cm | 44/88 |
| - | 988520 | Gynækologi afdækning 60x116cm m. pose, hul m. klæb 8x11cm | |

## GYNÆKOLOGI AFDÆKNING ABDO-PERINEAL




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 71040 | Gynækologi afdækning abdo-perineal 75/250x245cm, hul m. klæb 25x18cm, hul 6x15cm | |

## GYNÆKOLOGI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 950022 | Gynækologi afdækning 200/270x280cm, hul m. klæb 9x11cm | |

## CYSTOSKOPI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 904746 | Cystoskopi afdækning 75x175cm, hul 9x15cm | |

## SECTIO SÆT 4/8 **694110**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 910433 | 1 | babylagen 90x120cm |
| 969674 | 1 | sectio afdækning 175/250x300cm, incisionsfilm 38x32cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## SECTIO SÆT 4/8 **694135**



| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 910433 | 1 | babylagen 90x120cm |
| 969673 | 1 | sectio afdækning 175/250x300cm, incisionsfilm 38x32cm, hul i incisionsfilm 18x16cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## SECTIO SÆT 4/8 **903355**



| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 947064 | 1 | afdækning m. klæb 50x50cm |
| 910433 | 1 | babylagen 90x120cm |
| 904743 | 1 | sectio afdækning 175/250x300cm foldet på langs, incisionsfilm 38x32cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## SECTIO AFDÆKNING



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **65031** | 969674 | Sectio afdækning 175/250x300cm, incisionfilm 38x32cm, indpakket | 5/10 |
| - | 904743 | Sectio afdækning 175/250x300cm foldet på langs, incisionsfilm 38x32cm | |

## SECTIO AFDÆKNING



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **65040** | 969673 | Sectio afdækning 175/250x300cm, incisionsfilm 38x32cm, hul 18x16cm, indpakket | 6/12 |

## SECTIO AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 905743 | Sectio afdækning 175/250x300cm foldet på langs, incisionsfilm 38x32cm, m. transparent anæstesidel | |

## SECTIO AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 969675 | Sectio afdækning 250/175/270x270cm, incisionsfilm 38x32cm, hul i incisionsfilm 18x16cm | |

## BABYLAGEN



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **610434** | 910434 | Babylagen 100x100cm | 30/60 |
| - | 910433 | Babylagen 90x120cm | |


## BABYLAGEN



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 80057095 | Babylagen 60x90cm | |


## FØDESÆT

4/16 **695000**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 9229 | 1 | afdækning m. fingerkant 85x120cm, m. pose |
| 906109 | 2 | benpose 75x120cm |
| - | 1 | babylagen 100x100cm |
| 968005 | 1 | afdækning 75x90cm |
| 910198 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## TUR SÆT 10/20 **696310**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 906109 | 2 | benpose 75x120cm |
| - | 1 | tur afdækning 75x175cm, huller 8cm og 6cm, fingertut |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## TUR SÆT 7/14 **888222**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 1 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 904762 | 1 | slangeholder 9x18cm |
| 965520 | 1 | tur afdækning 175/270x180cm m. pose , huller 8cm og 5cm, fingertut |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## TUR SÆT 9/18 **888224**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 1 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 904762 | 1 | slangeholder 9x18cm |
| 965522 | 1 | tur afdækning 175/270x180cm m. pose og bundafløb, huller 8cm og 5cm, fingertut |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## TUR SÆT 9/18 **888225**



| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 1 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 904762 | 1 | slangeholder 9x18cm |
| 965525 | 1 | tur afdækning 175/270x180cm m. si, huller 8cm og 5cm, fingertut |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## NEFROSKOPI AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **65810** | 75810 | Nefroskopi afdækning m. pose 175x300cm, indpakket | 6/12 |

## TUR AFDÆKNING



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **888227** | 965527 | Tur afdækning 175/270x240cm m. pose, huller 8cm og 5cm, finger-tut | 8/16 |

## TUR AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 75800 | Tur afdækning 100/152x220cm, hul 9x18cm | |

## TUR AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 965520 | Tur afdækning 175/270x180cm m. pose, huller 8cm og 5cm, fingertut | |

## TUR AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 965522 | Tur afdækning 175/270x180cm m. pose og bundafløb, huller 8cm og 5cm, fingertut | |

## TUR AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 965525 | Tur afdækning 175/270x180cm m. si, huller 8cm og 5cm, fingertut | |

## ØJEN SÆT 8/16 903167




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 156400 | 1 | mesoft 10x20cm |
| 95606 | 1 | øjen afdækning 140x150cm m. pose, incisionsfilm 8x10cm |
| 90150 | 1 | bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område |

## ØJEN SÆT 8/16 903286




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 156400 | 1 | mesoft, 10x20cm |
| 921014 | 1 | incisionsfilm 10x14cm (incisionfelt 10x11cm) |
| 95603 | 1 | øjen afdækning 150x180cm m. poser, hul 5x7cm |
| 90150 | 1 | bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område |

## ØJENAFDÆKNING MED POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63055** | - | Øjenafdækning m. pose 45x45cm, hul 6cm | 30/60 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63818** | 93913 | Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm, hul 6,5x3,5 cm | 20/40 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63819** | 93914 | Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm | 20/40 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63832** | 93926 | Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm | 20/40 |
| **63828** | 93922 | Øjenafdækning med pose 100x120cm, incisionsfilm 10x8cm, bogfoldet | 40/80 |
| **63832** | 93926 | Øjenafdækning med pose 140x150cm, incisionsfilm 10x8cm, bogfoldet | 20/40 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63824** | 93918 | Øjenafdækning med poser 150x300cm, incisionsfilm 10x8cm | 10/20 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63820** | 93915 | Øjenafdækning med poser 150x180cm, hul med klæb 7x5cm, PRIMARY | 15/30 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63821** | 93916 | Øjenafdækning med poser 150x195cm, incisionsfilm 10x8cm, hul 6,5x3,5cm | 23/46 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63823** | 93917 | Øjenafdækning med poser 150x300cm, incisionsfilm 10x8cm, hul 6,5x3,5cm | 10/20 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63833** | 93927 | Øjenafdækning med poser 150x180cm, incisionsfilm 10x8cm | 20/40 |

## ØJENAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **85608** | 95608 | Øjenafdækning 50x60cm, incisionsfilm ø 7cm, perforeret incisions-film | 50/100 |

## ØJENAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **85609** | 95609 | Øjenafdækning 75x85cm, incisionsfilm10 x 8cm, hul 6,5x3,5cm | 44/88 |

## ØJENAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **85612** | 95612 | Øjenafdækning 75 x 85cm, incisionsfilm 10x8cm, perforeret incisionsfilm | 40/80 |

## ØJENAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63830** | 93924 | Øjenafdækning 140 x 150cm, hul 19x6cm, bogfoldet | 19/38 |

## ØJENAFDÆKNING MED POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63834** | 93928 | Øjenafdækning med pose 140x180cm, incisionsfilm10 x 8cm | 20/40 |

## ENT SÆT 7/14 **65000**




| Varenr. usteriltet | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 910519 | 1 | afdækning 75x90cm |
| 930200 | 1 | afdækning m. klæb 90x75cm |
| 70509 | 1 | slidslagen 150x260cm, slids 7x65cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## DENTAL SÆT 22/44 **306480**




| Varenr. usteriltet | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 815330 | 2 | slange/kamera overtræk med lige spids 8x120cm |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 900076 | 1 | hulstykke 100x150cm, hul 13x9,5cm |
| 968005 | 1 | bordafdækning 75x90cm |

## DENTAL SÆT 16/32 **694000**




| Varenr. usteriltet | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 815330 | 2 | slange/kamera overtræk med lige spids 8x120cm |
| 968004 | 2 | afdækning 45x75cm |
| 910176 | 1 | hulstykke 150x150cm, hul 10x14cm |
| 968005 | 1 | bordafdækning 75x90cm |

## HOVED SÆT 6/12 **696940**




| Varenr. usteriltet | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996106 | 1 | assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| 911500 | 1 | op-tape 9x49cm |
| 988269 | 1 | hoved afdækning 125/175x150cm og turban 100x106cm |
| 967772 | 1 | afdækning m. klæb 175x175cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## ENT SÆT 7/14 **697000**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 996109 | 1 | forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område |
| - | 4 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 910185 | 1 | afdækning 150x175cm |
| 910598 | 1 | afdækning m. klæb 75x75cm |
| 911500 | 2 | op-tape 9x49cm |
| 980789 | 1 | slidslagen 150x125cm, slids 7x45cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## HOVED AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **826900** | 988269 | Hoved afdækning 150x175cm, turban 106x103cm + 1 op-tape 9x49cm | 10/20 |

## NAKKE OG THYROIDEA AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **65011** | 75011 | Nakke og thyroidea afdækning 175/250x302cm, incisionsfilm 15x15cm | 10/20 |

## KLÆBENDE HOVED AFDÆKNING M. TURBAN




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 8085 | Klæbende hoved afdækning m. turban 150x94cm, 79x128cm | |

## PLASTIKKIRURGI SÆT 9/18 **692300**




| Varenr. usterilt | Antal | Beskrivelse |
|---|---|---|
| - | 2 | papirhåndklæde 18x25cm |
| 956923 | 1 | hulstykke 150x175cm, hul 13x17cm |
| 90190 | 1 | bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område |

## ASSISTANCEBORDSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **610601** | 996106 | Assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område | 25/75 |

## ASSISTANCEBORDSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **1244** | 9544 | Assistancebordspose 58x137cm, 50x60cm absorberende område | 50/100 |
| - | 996104 | Assistancebordspose 58x137cm, 50x60cm absorberende område, teleskopfoldet | |

## FORSTÆRKET ASSISTANCEBORDSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **610900** | 996109 | Forstærket assistancebordspose 79x145cm, 65x85cm absorberende område | 20/60 |

## FORSTÆRKET ASSISTANCEBORDSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 996115 | Forstærket assistancebordspose 100x170 cm, forstærket pude 90x105 cm | |

## BORDAFDÆKNING TREDIMENSIONEL




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **780300** | 978030 | Bordafdækning tredimensionel 290x330cm, 80x150cm absorberende område | 8/16 |

## BORDAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63853** | 93970 | Bordafdækning 100x150cm, 75x150cm absorberende område | 25/56 |
| **63854** | 93971 | Bordafdækning 150x150cm, 75x150cm absorberende område | 23/45 |
| **80170** | 90170 | Bordafdækning 150x170cm, 75x170cm absorberende område | 27/54 |
| **63858** | 93976 | Bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område | 21/42 |
| **63856** | 93973 | Bordafdækning 150x210cm, 75x210cm absorberende område | 18/36 |
| **63886** | - | Bordafdækning 150x210cm, 75x210cm absorberende område, wrap | 20/40 |
| **63857** | 93974 | Bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende område | 18/36 |

## FORSTÆRKET BORDAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **85190** | 95190 | Forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område | 15/30 |
| **85195** | 95190 | Forstærket bordafdækning 150x190cm, 75x190cm absorberende område, indpakket | 18/36 |
| **85215** | 95210 | Forstærket bordafdækning 150x210cm, 75x210cm absorberende område, indpakket | 18/36 |
| **85245** | 95240 | Forstærket bordafdækning 150x240cm, 75x240cm absorberende område, indpakket | 17/34 |
| **89215** | 99210 | Forstærket bordafdækning 190x210cm, 90x210cm absorberende område, indpakket | 14/28 |
| **89285** | 99280 | Forstærket bordafdækning 190x280cm, 90x280cm absorberende område, indpakket | 12/24 |

## TRANSPARENT BORDAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **815427** | 815426 | Transparent bordafdækning, 150x200cm | 30/60 |

## INCISIONSFILM



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 921014 | Incisionsfilm 10x14 (10x11)cm | |
| **801526** | 921526 | Incisionsfilm 15x26 (15x21)cm | 30/120 |
| **803026** | 923026 | Incisionsfilm 30x26 (30x21)cm | 25/100 |
| **804040** | 924040 | Incisionsfilm 40x40 (40x35)cm | 20/80 |
| **804555** | 924555 | Incisionsfilm 45x55 (45x50)cm | 15/60 |
| **805680** | 925680 | Incisionsfilm 56x80 (56x75)cm | 10/40 |

## OPSAMLINGSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **831200** | 815310 | Opsamlingspose m. bundaftapning og si 50x50cm, klæb | 7/14 |

## OPSAMLINGSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **5218** | - | Opsamlingspose m. bundaftapning og si 50x60cm, klæb | 8/16 |

## VÆSKEOPSAMLINGSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **706035** | 976035 | Væskeopsamlingspose 40x35cm, klæb | 30/120 |

## KNÆARTROSKOPI POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **69200** | 79200 | Knæartroskopi pose 60x120cm, hul 7 og 5cm elastisk | 12/24 |

## SKULDEROPSAMLINGSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **5217** | 9317 | Væskeopsamlingspose 83x88cm, slids 15x52cm, klæb, indpakket | 8/16 |

## ABDOMINAL OPSAMLINGSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **832000** | 983200 | Væskeopsamlingspose m. incisionsfilm 100x80cm, incisionsfilm 38x32cm | 10/20 |

## INSTRUMENTPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **705860** | 815320 | Instrumentpose 30x50cm, klæb, 3 rum | 35/70 |

## INSTRUMENTPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 975880 | Instrumentpose 25x40cm, klæb | |

## INSTRUMENTPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| - | 977050 | Instrumentpose 45x48cm | |

## SUG- OG DIATERMIPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **707035** | 977035 | Sug- og diatermipose, 40x35cm, klæb | 30/120 |

## SLANGEPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63852** | 93969 | Slangepose 90x92cm, absorberende stykke 70x50cm | 20/40 |

## OPSAMLINGSPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **84541230** | 922709 | Opsamlingspose 75x120cm, indpakket | 16/32 |

## KAMERAOVERTRÆK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **705740** | 815330 | Kameraovertræk 8x120cm, lige spids | 30/180 |

## KAMERAOVERTRÆK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **705750** | 815331 | Kameraovertræk 14x250cm, lige spids | 15/90 |

## KAMERAOVERTRÆK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **705820** | 815332 | Kameraovertræk 14x250cm, perforeret spids | 20/120 |

## KAMERAOVERTRÆK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **705830** | 815333 | Kameraovertræk 18x250cm, elastisk membran | 15/90 |

## KAMERAOVERTRÆK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63047** | - | Kameraovertræk 14x254cm, med papmontering og perforeret spids | 80/160 |

## BESKYTTELSESPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63010** | - | Beskyttelsespose, rund 75cm | 18/36 |
| **63011** | - | Beskyttelsespose, rund 90cm | 22/44 |
| **63012** | - | Beskyttelsespose, rund 140cm | 11/22 |

## BESKYTTELSESPOSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63013** | - | Beskyttelsespose, firkantet, 90x75cm | 15/30 |

## INSTRUMENTAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **705815** | 815425 | Instrumentafdækning 90x70cm, transparent, m. klæb | 40/80 |

## C-BUE AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63057** | - | C-bue afdækning, et stykke, heldækkende 152x265cm | 8/16 |

## C-BUE AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63048** | - | C-bue afdækning, et stykke, delvist dækkende 117x183cm | 38/76 |

## MIKROSKOPAFDÆKNING M. ELASTISK LINSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63054** | - | Mikroskopafdækning m. elastisk linse, fleksibel, 117x254cm | 10/20 |

## MIKROSKOPAFDÆKNING WILD




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63051** | - | Mikroskopafdækning WILD (objektiv 68mm) 117x254cm | 10/20 |

## MIKROSKOPAFDÆKNING ZEISS MD




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63052** | - | Mikroskopafdækning Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x254cm | 10/20 |
| **63053** | - | Mikroskopafdækning Zeiss MD (objektiv 65mm) 117x305cm | 8/16 |

## AFDÆKNING TIL ULTRALYDSPROBE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63058** | - | Afdækning til ultralydsprobe 15x236cm, lille T-hoved | 30/30 |

## AFDÆKNING TIL ULTRALYDSPROBE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63059** | - | Afdækning til ultralydsprobe 13x236cm, lige hoved | 35/35 |

## RØNTGENOVERTRÆK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **705856** | 815362 | Røntgenovertræk 60x60cm | 35/75 |

## ARMLÆNSOVERTRÆK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63817** | 93912 | Armlænsovertræk 35x73cm, 2 stk. | 60/120 |

## OVERTRÆK TIL LAMPEHÅNDTAG




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63049** | - | Overtræk til lampehåndtag, universal, Ø 4,5x15cm | 40/80 |

## AFDÆKNING M. FINGERKANT M. POSE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **229** | 9229 | Afdækning m. fingerkant, m. pose 85x120cm | 20/40 |

## AFDÆKNING M. FINGERKANT




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63835** | 93936 | Afdækning m. fingerkant, 75x100cm, PRIMARY | 39/78 |

## PERINEAL AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **706200** | 967062 | Perineal afdækning 75x120cm, 8x12cm + Afdækning 75x90cm | 20/40 |

## OP-TAPE, VÆSKETÆT




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **381035** | 911500 | Op-tape 9x49cm | 100/400 |
| **381045** | 911500 | Op-tape 9x49cm, 2 stk | 120/480 |

## SLANGEHOLDER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **708131** | 824098 | Slangeholder 2,5x30cm, velcro, klæb | 50/200 |
| **80006076** | - | Slangeholder 5x15cm, velcro, klæb | 50/200 |

## LITOTOMI BENPOSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63850** | 93966 | Litotomi benposer 2 stk., 75x120cm | 18/36 |
| **63851** | 93967 | Litotomi benposer 2 stk., 75x150cm, indpakket | 12/24 |

## LITOTOMI BENPOSER




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **901680** | - | Litotomi benposer, 2 stk. (plast), 75x120cm | 66/132 |

## STOCKINETTE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **611105** | 946111 | Stockinette, S, 22x75cm | 22/44 |
| **611205** | 946112 | Stockinette, L, 32x120cm | 14/28 |

## STOCKINETTE M. OMBUK




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **269** | 8008060 | Stockinette 23x71cm, indpakket | 10/20 |
| **273** | 9056 | Stockinette 23x107cm, indpakket | 6/24 |
| **274** | 9057 | Stockinette 31x122cm, indpakket | 5/20 |

## GENITAL AFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **63062** | - | Genital afdækning 20x42cm | 105/210 |

## FODAFDÆKNING




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **691005** | 991005 | Fodafdækning, transparent 36x28cm 2 stk. | 132/264 |

## STANDARD OPERATIONSSERVIETTER, HVID, 70G/M²




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **188105** | | Rød 5 stk., 3x40cm | 250/2000 |
| **185060** | | Orange 5 stk., 10x40cm | 125/750 |
| **185260** | | Grøn 5 stk., 20x40cm | 65/390 |
| **185460** | | Brun 5 stk., 30x40cm | 45/270 |
| **185660** | | Blå 5 stk., 40x40cm | 60/360 |
| **185830** | | Grå 1 stk., 40x65cm | 30/180 |
| **185860** | | Sort 5 stk., 40x65cm | 30/180 |

## STANDARD OPERATIONSSERVIETTER, HVID, 70G/M²



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **185105** | 185100 | Gul 5 stk., 7,5x7,5cm, 6 lag | 100/800 |
| **185305** | | Orange 5 stk., 10x10cm, 6 lag | 90/540 |
| **185310** | | Brun 10 stk., 10x10cm, 6 lag | 90/540 |
| **185405** | 185400 | Grøn 5 stk., 10x20cm, 6 lag | 90/540 |
| **185410** | | Blå 10 stk., 10x20cm, 6 lag | 90/540 |


## STANDARD OPERATIONSTAMPONER, HVID, 40G/M²



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **154160** | | Gul 5 stk., No 1, ø 20 mm | 175/1050 |
| **154360** | | Blå 5 stk., No 3, ø 27 mm | 150/900 |
| **154460** | | Grå 5 stk., No 4, ø 40 mm | 75/450 |
| **154560** | | Sort 5 stk., No 5, ø 47 mm | 75/450 |


*: Usterilt produkt pakket i pose

## SPECIAL OPERATIONSSERVIETTER, 130G/M², 3 LAG, HVID



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **187605** | 187600 | Rød 5 stk., 10x60cm | 40/240 |
| **187705** | 187700 | Brun 5 stk., 30x30cm | 30/180 |
| **187802** | 187800 | Grøn 2 stk., 40x40cm | 24/144 |
| **187805** | 187800 | Blå 5 stk., 40x40cm | 25/150 |
| **187902** | 187900 | Sort 2 stk., 40x60cm | 16/96 |


## SPECIAL OPERATIONSSERVIETTER, GRØN 130G/M², 3 LAG



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **187922** | 187920 | Sort 2 stk., 40x60cm | 16/96 |


*: Usterilt produkt pakket i pose

## OPERATIONSSERVIETTER, HVID




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **175131** | | Grå 1 stk., 45x70cm, 3 lag | 22/132 |
| **175160** | | Sort 5 stk., 45x70cm, 3 lag | 25/150 |
| **175260** | | Brun 5stk., 30x45cm, 3 lag | 55/330 |
| **175360** | | Blå 5 stk., 40x45cm, 3 lag | 45/270 |

## OPERATIONSSERVIETTER, HVID



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **159160** | 159100 | Orange 5 stk., 10x10cm, 12 lag | 130/780 |
| **159175** | | Gul 10 stk., 10x10cm, 12 lag | 130/780 |
| **159460** | 159400 | Lilla 5 stk., 10x60cm, 4 lag | 125/750 |
| **159475** | | Blå 10 stk., 10x60cm, 4 lag | 110/660 |
| **159660** | 159600 | Grøn 5 stk., 10x60cm, 8 lag | 65/390 |
| **159675** | | Grøn 10 stk., 10x60cm, 8 lag | 70/420 |
| **159860** | | Rød 5 stk., 10x60cm, 12 lag | 55/330 |

## OPERATIONSTAMPONER, HVID



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt* | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **150060** | 150000 | Orange 5 stk., No 0, ø 18mm | 200/1200 |
| **150160** | 150100 | Gul 5 stk., No 1, ø 26 mm | 175/1050 |
| **150360** | 150300 | Blå 5 stk., No 3, ø 30 mm | 150/900 |
| **150460** | 150400 | Grå 5 stk., No 4, ø 35 mm | 100/600 |
| **150560** | 150500 | Sort 5 stk., No 5, ø 55 mm | 75/450 |

*: Usterilt produkt pakket i pose



# BARRIER® personalebeklædning

Sterile operationskitler medvirker ikke kun til at forhindre infektioner i operationssåret, de beskytter samtidig operationspersonalet mod forurenende væsker.

BARRIER® operationskitler dækker forskellige behov for beskyttelse, lige fra mindre invasive indgreb med væskeafvisende materiale til våde operationer med plastforstærkning på forstykket samt væsketætte ærmer. De sværeste betingelser ved specielle operationer kan mødes med opera- tionskitler, der er helt væsketætte.

BARRIER operationskitler har meget høj komfort, fordi de er fremstillet af åndbare og bløde materialer.

Personalebeklædningen er udviklet til at sørge for sikkerhed for patienten og komfort for sundhedspersonalet. Serien af engangsuniformer og warm-up jackets giver den komfort og kvalitet, man har ved at få en ny uniform hver dag. Engangsuniformer er en del af hospitalets infektionskontrol.[3]

Renrumsdragterne yder en effektiv infektionsbarriere[4] og reducerer flowet af bakteriefyldte hudpartikler fra personalet til omgivelserne. BARRIER hovedbeklædning yder høj komfort og reducerer risikoen for kontaminering af operationssåret.[5]

De medicinske ansigtsmasker fremstilles af højkvalitetsmaterialer. De filtrerer bakterier fra og yder stænkbeskyttelse.[6]

Mölnlycke tilbyder desuden en supplerende serie af beklædning med henblik på sikkerhed og komfort for hospitalspersonale, patienter og besøgende. Personalebeklædning såsom beskyttelsesskitler understøtter hospitalets infektionskontrolrutiner.

BARRIER EasyWarm® aktivt selvvarmende tæppe hjælper med at forebygge hypotermi i det perioperative miljø.[7]

# Vælg den rigtige operationskittel til operationen!

Operationskitler er designet til at beskytte patienter og personale mod krydskontaminering.
Mölnlycke® tilbyder et bredt BARRIER® sortiment, der giver dig mulighed for at vælge den rigtige operationskittel til operationen.

Materialer, der er åndbare, bløde og støjsvage, hjælper personalet med at holde fokus på den aktuelle opgave.

### Kitlens design omfatter ergonomiske egenskaber, der giver stor bevægelsesfrihed, herunder:



Skulderlæg



Fremadvendte ærmer



Lange ærmer



Forbedret halslukning*




# Materialeegenskaber

## SMS

- Nonwoven polypropylen (spunbond for styrke, smelteblæst for væskeafvisende)
- Åndbart materiale
- Lav partikelafgift

## Spunlace

- Nonwoven pulp/polyesterfibre fremstillet af mere end 50 % FSC certificeret biobaseret materiale
- Åndbart materiale
- Blødt tekstillignende materiale for øget komfort

## Laminat

- Flerlagsmateriale, polyethylenfilm og polyester/polyethylen nonwoven
- Åndbart materiale med mikroporøs film, der lader luft og fugt bevæge sig fra kroppen til kitlens yderside
- Polyethylenfilm forhindrer væskeindtrængen
- Komfortlag mod huden for øget komfort
- Lav partikelafgift

* Primary Plus og VPP kittel

# Procedure til påtagning af operationskitler

Tag den sterile kittel og gå ind i et område, hvor kitlen kan åbnes uden risiko for kontaminering.



1. Stik begge hænder ind i ærmehullerne. Hold kitlen på afstand af kroppen og lad den folde sig helt ud.



2. Lad begge hænder glide ind i ærmehullerne og ærmerne, hold hænderne på skulderniveau og på afstand af kroppen.



3a. Ved åben handskepåtagning, trækkes manchetten hen til tommelfingerniveau.
3b. Ved lukket handskepåtagning, skubbes hænderne frem til manchet- kanten (lille billede).



4. Den assisterende person bør trække kitlen op over skulderne, idet vedkommende kun berører indersiden af kitlen.



5. Arrangér velcrolukningen i nakken.



6. Bind kitlens indvendige bånd.



7. Når handskerne er taget på, tages der fat i båndets pap med begge hænder. Adskil det venstre udvendige bånd fra pappet og hold båndet i venstre hånd.




8. Giv båndets pap til den assisterende person og drej så trekvart gang mod venstre, mens den assisterende person trækker det udvendige bånd ud til sin fulde længde.



9. Træk båndet ud af pappet, som den assisterende person holder, og bind det sammen med det udvendige bånd på venstre side.

## OPERATIONSKITTEL CLASSIC ÅBEN RYG STANDARD YDEEVNE (SP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **840101** | 940101 | Classic åben ryg SP, L 121cm, 2 håndklæder, indpakket | 20/40 |
| **840102** | 940102 | Classic åben ryg SP, XL-L 145cm, 1 håndklæde | 20/40 |

## OPERATIONSKITTEL CLASSIC STANDARD YDEEVNE (SP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **850101** | 950101 | Classic SP, M 121 cm, 2 håndklæder, indpakket | 20/40 |
| **850102** | 950102 | Classic SP, L 121 cm, 2 håndklæder, indpakket | 20/40 |
| **850104** | - | Classic SP, L-L 131 cm, 2 håndklæder, indpakket | 20/40 |
| **850103** | 950103 | Classic SP, L-L 131 cm | 22/44 |
| **850106** | 950104 | Classic SP, XL 132 cm, 2 håndklæder, indpakket | 18/36 |
| **850108** | - | Classic SP, XL-L 145 cm, 2 håndklæder, indpakket | 18/36 |
| **850107** | 950105 | Classic SP, XL-L 145 cm | 18/36 |
| **850110** | 950106 | Classic SP, XXL-L 148 cm, 2 håndklæder, indpakket | 18/36 |
| **850111** | 950107 | Classic SP, XXL-XL 161 cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |

## OPERATIONSKITTEL CLASSIC HØJ YDEEVNE (HP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **860101** | 960101 | Classic HP, L 121 cm, 2 håndklæder, indpakket | 18/36 |
| **860102** | 960102 | Classic HP, L-L 131 cm | 18/36 |
| **860103** | - | Classic HP, L-L 131 cm, 2 håndklæder, indpakket | 18/36 |
| **860105** | 960104 | Classic HP, XL 132 cm | 18/36 |
| **860106** | - | Classic HP, XL 132 cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **860107** | 960105 | Classic HP, XL-L 145 cm | 18/36 |
| **860108** | - | Classic HP, XL-L 145 cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **860110** | 960107 | Classic HP, XXL-L 148 cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **860111** | 960108 | Classic HP, XXL-XL 161 cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |

## UROLOGI OPERATIONSKITTEL CLASSIC HØJ YDEEVNE (HP) I FSC CERTIFICERET MATERIALE



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **870301** | 970301 | Urologikittel HP, L 141cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **870302** | 970302 | Urologikittel HP, XL 160cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |

## OPERATIONSKITTEL ULTIMATE STANDARD YDEEVNE (SP)



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **680102** | 780102 | Ultimate SP, L 119cm, 2 håndklæder, indpakket | 18/36 |
| **680103** | 780103 | Ultimate SP, L-L 134cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **680003** | 780103 | Ultimate SP, L-L 134cm | 16/32 |
| **680104** | 780104 | Ultimate SP, XL 129cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **680105** | 780105 | Ultimate SP, XL-L 144cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **680005** | 780105 | Ultimate SP, XL-L 144cm | 16/32 |
| **680106** | 780106 | Ultimate SP, XXL-L 145cm, 2 håndklæder, indpakket | 14/28 |
| **680006** | 780106 | Ultimate SP, XXL-L 145cm | 14/28 |

## OPERATIONSKITTEL ULTIMATE HØJ YDEEVNE (HP)



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **690102** | 790102 | Ultimate HP, L 119cm, 2 håndklæder, indpakket | 16/32 |
| **690103** | 790103 | Ultimate HP, L-L 134cm, 2 håndklæder, indpakket | 14/28 |
| **690003** | 790103 | Ultimate HP, L-L 134cm | 14/28 |
| **690104** | 790104 | Ultimate HP, XL 129cm, 2 håndklæder, indpakket | 14/28 |
| **690105** | 790105 | Ultimate HP, XL-L 144cm, 2 håndklæder, indpakket | 14/28 |
| **690005** | 790105 | Ultimate HP, XL-L 144cm | 14/28 |
| **690106** | 790106 | Ultimate HP, XXL-L 145cm, 2 håndklæder, indpakket | 12/24 |
| **690006** | 790106 | Ultimate HP, XXL-L 145cm | 12/24 |
| **690107** | 790107 | Ultimate HP, XXL-XL 165cm, 2 håndklæder, indpakket | 12/24 |

## OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS STANDARD YDEEVNE (SP)



| Varenr. sterilt* | Varenr. sterilt** | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|---|
| **580200** | **580100** | 480100 | Primary Plus SP, L, 119cm | 20/40 |
| **580201** | **580101** | 480101 | Primary Plus SP, L-L, 134cm | 18/36 |
| **580202** | **580102** | 480102 | Primary Plus SP, XL, 129cm | 18/36 |
| **580203** | **580103** | 480103 | Primary Plus SP, XL-L, 144cm | 16/32 |
| **580204** | **580104** | 480104 | Primary Plus SP, XXL-L, 145cm | 16/32 |
| **580205** | **580105** | 480105 | Primary Plus SP, XXL-XL, 157cm | 16/32 |
| **580206** | **580106** | 480106 | Primary Plus SP, XXL-XXL, 165 cm | 16/32 |
| * 2 håndkl. +indpak. | ** ingen håndkl. | | | |

## OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS HØJ YDEEVNE (HP)



| Varenr. sterilt* | Varenr. sterilt** | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|---|
| **590200** | **590100** | 490100 | Primary Plus HP, L, 119cm | 18/36 |
| **590201** | **590101** | 490101 | Primary Plus HP, L-L, 134cm | 16/32 |
| **590202** | **590102** | 490102 | Primary Plus HP, XL, 129cm | 16/32 |
| **590203** | **590103** | 490103 | Primary Plus HP, XL-L, 144cm | 14/28 |
| **590204** | **590104** | 490104 | Primary Plus HP, XXL-L, 145cm | 14/28 |
| **590205** | **590105** | 490105 | Primary Plus HP, XXL-XL, 157cm | 14/28 |
| * 2 håndkl. +indpak. | ** ingen håndkl. | | | |

## OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS, ISCC, STANDARD YDEEVNE (SP)




| Varenr. sterilt* | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **583100** | 483100 | Primary Plus SP, L, 119cm | 20/40 |
| **583101** | 483101 | Primary Plus SP, L-L, 134cm | 18/36 |
| **583102** | 483102 | Primary Plus SP, XL, 129cm | 18/36 |
| **583103** | 483103 | Primary Plus SP, XL-L, 144cm | 16/32 |
| **583104** | 483104 | Primary Plus SP, XXL-L, 145cm | 16/32 |
| **583105** | 483105 | Primary Plus SP, XXL-XL, 157cm | 16/32 |
| **583106** | 483106 | Primary Plus SP, XXL-XXL, 165cm | 16/32 |

* ingen håndkl.


## OPERATIONSKITTEL PRIMARY PLUS , ISCC, HØJ YDEEVNE (HP)




| Varenr. sterilt* | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **593100** | 493100 | Primary Plus HP, L, 119cm | 18/36 |
| **593101** | 493101 | Primary Plus HP, L-L, 134cm | 16/32 |
| **593102** | 493102 | Primary Plus HP, XL, 129cm | 16/32 |
| **593103** | 493103 | Primary Plus HP, XL-L, 144cm | 14/28 |
| **593104** | 493104 | Primary Plus HP, XXL-L, 145cm | 14/28 |
| **593105** | 493105 | Primary Plus HP, XXL-XL, 157cm | 14/28 |
| **593106** | 493106 | Primary Plus HP, XXL-XXL, 165 cm | 14/28 |

* ingen håndkl.

## OPERATIONSKITTEL FLUID PROTECTION PLUS HØJ YDEEVNE (HP)




| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **670102** | 770102 | FPP HP L, 121cm, 2 håndklæder, indpakket | 32/64 |
| **670103** | 770103 | FPP HP L-L, 131cm, 2 håndklæder, indpakket13 mm | 30/60 |
| **670104** | 770104 | FPP HP XL, 132cm, 2 håndklæder, indpakket | 28/56 |
| **670105** | 770105 | FPP HP XL-L, 145cm, 2 håndklæder, indpakket | 28/56 |
| **670107** | 770107 | FPP HP XXL-L, 148cm, 2 håndklæder, indpakket | 26/52 |
| **670106** | 770106 | FPP HP XXL-XL, 161cm, 2 håndklæder, indpakket | 26/52 |

## OPERATIONSKITTEL VIRUS PROTECTION PLUS, AAMI 4



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **652400** | 752400 | VPP, AAMI 4, L, 122cm, 2 håndklæder, indpakket | 14/28 |
| **652401** | 752401 | VPP, AAMI 4, L-L, 126cm, 2 håndklæder, indpakket | 13/26 |
| **652402** | 752402 | VPP, AAMI 4, XL, 130cm, 2 håndklæder, indpakket | 13/26 |
| **652403** | 752403 | VPP, AAMI 4, XL-L, 135cm, 2 håndklæder, indpakket | 12/24 |
| **652404** | 752404 | VPP, AAMI 4, XXL-L, 140cm, 2 håndklæder, indpakket | 11/22 |
| **652405** | 752405 | VPP, AAMI 4, XXL-XL, 155 cm, 2 håndklæder, indpakket | 11/22 |

## STERILT ÆRME (HP)



| Varenr. sterilt | Varenr. usterilt | Beskrivelse | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **623501** | - | Ærme, længde 56 cm. Forstærket spunlace nonwoven | 36/72 |



# BARRIER® hovedbeklædning

## Kirurgisk hovedbeklædning hjælper med at beskytte patienter mod infektioner i operationssåret[10]

Operationspersonale bør være ekstra opmærksomme på at dække de kropsdele, der udgør en trussel overfor patienten pga. risikoen for at fremmede partikler falder ned i operationssåret. Dette gælder især for hovedet - specifikt håret.

Hovedbeklædning er udviklet til at forebygge partikler så som hår eller hud fra at falde fra operationspersonalet ned i såret. Kirurgisk hovedbeklædning kan hjælpe med at reducere risikoen for infektioner i operationssåret[11].

Vores brede sortiment af BARRIER hovedbeklædning tilbyder forskellige designs og pasforme, og dækker kravene til mange typer operationer samt forskellig frisurer, hovedformer og -størrelser. BARRIER hovedbeklædning kan hjælpe med at reducere risikoen for at partikler falder ned i såret.[12].

## OPERATIONSHUE ANNIE



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 621500 | Operationshue L (elastisk), blandede farver | 150/600 |
| 621715 | Operationshue M (elastisk), blå | 150/600 |
| 621725 | Operationshue M (elastisk), grøn | 150/600 |
| 621735 | Operationshue M (elastisk), hvid | 150/600 |
| 621815 | Operationshue L (elastisk), blå | 150/600 |
| 621825 | Operationshue L (elastisk), grøn | 150/600 |
| 621835 | Operationshue L (elastisk), hvid | 150/600 |
| 621925 | Operationshue XL (elastisk), grøn | 150/600 |

## OPERATIONSHUE KOSACK



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 621000 | Operationshue one-size (elastisk), grøn | 120/960 |
| 621001 | Operationshue one-size (elastisk), lilla | 120/960 |
| 621005 | Operationshue one-size (elastisk), blå | 120/960 |

## OPERATIONSHUE JACK



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 620300 | Operationshue one-size (elastisk), grøn | 150/1200 |

## OPERATIONSHUE PHILIP



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 621301 | Operationshue one-size (bindebånd), grøn | 100/500 |

## OPERATIONSHUE FLORY



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 620500 | Operationshue one-size (bindebånd), grøn | 100/500 |

## OPERATIONSHUE PEGGY



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 621700 | Operationshue one-size (elastisk), grøn | 120/960 |

## OPERATIONSHUE, HJELM, TUCK



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 620100 | Hjelm one-size (bindebånd), grøn | 120/960 |
| 620105 | Hjelm one-size (bindebånd), blå | 100/500 |

## OPERATIONSHUE ANNIE



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 621845 | Operationshue m. svedbånd, L (elastisk), grøn | 120/480 |

## OPERATIONSHUE COMMODUS



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 622010 | Operationshue m/svedbånd, one-size (elastisk), blå/grøn/hvid | 60/480 |

## OPERATIONSHUE GLENN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 620200 | Operationshue med stor krave, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn | 40/200 |

## OPERATIONSHUE GLENN PRO



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 620205 | Operationshue med stor krave, one-size (svedbånd, bindebånd), blå | 35/175 |

## OPERATIONSHUE ALBIN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 620250 | Operationshue med kort halskrave, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn | 60/300 |

## OPERATIONSHUE MISS



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 42022 | Operationshue one-size (elastisk), latex, blå | 120/960 |
| 42023 | Operationshue one-size (elastisk), latex, grøn | 120/960 |

LATEX

## OPERATIONSHUE TOP NURSE



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 42093 | Operationshue one-size (elastisk), latex, grøn | 120/960 |

LATEX

## OPERATIONSHUE ALL



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 42073 | Operationshue one-size (bindebånd), grøn | 120/960 |

## OPERATIONSHUE ALL PRO



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 42074 | Hjelm med svedbånd, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn | 70/560 |

## OPERATIONSHUE ALL PRO



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 42076 | Operationshue med sjalskrave og svedbånd, one-size (svedbånd, bindebånd), grøn | 50/400 |



# BARRIER® Medicinske ansigtsmasker

## Komfortabel beskyttelse med BARRIER® Medicinske ansigtsmasker

Vores BARRIER Medicinske ansigtsmasker giver bakteriefiltrering, hvilket reducerer risikoen for infektion[13]. Komfort er et andet aspekt af en medicinsk ansigtsmaskes kvalitet. Vores medicinske ansigtsmasker er fremstillet i materialer, der hjælper med at sikre høj komfort og lav luftmodstand for at undgå irritation hos bæreren.

- Lav respirationsmodstand gør det nemmere at trække vejret, og gør det mere komfortabelt over længere perioder
- Højt bakteriefiltreringseffektivitet reducerer spredningen af bakterier til luften på operationsstuen
- Stænkresisten medicinsk ansigtsmaske reducerer risikoen for at bæreren udsættes for forurenede væsker
- Tydelige illustrationer på alle BARRIER Medicinske ansigts- maskers æsker for at gøre det nemt for bæreren at vælge den rette maske





| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4228 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/500 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4301 | Medicinsk ansigtsmaske, grøn | 50/600 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4311 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/600 |





| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4230 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 60/600 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4302 | Medicinsk ansigtsmaske, grøn | 50/600 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4312 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/600 |



## STANDARD (TYPE II)



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 42280 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 60/600 |
| 42290 | Medicinsk ansigtsmaske, grøn | 60/600 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4237 | Medicinsk ansigtsmaske, blomstret | 60/600 |




## SPECIAL (TYPE II)



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4231 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 60/600 |










| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4238 | Medicinsk ansigtsmaske, grøn | 60/600 |









| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 658200 | Medicinsk ansigtsmaske, grøn | 50/500 |







| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 658000 | Medicinsk ansigtsmaske, grøn | 60/600 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 658300 | Medicinsk ansigtsmaske, hvid | 60/600 |



## SPECIAL (TYPE II)




| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 658010 | Medicinsk ansigtsmaske, grøn | 60/600 |




## EXTRA PROTECTION (TYPE IIR)



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4224 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/500 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4315 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/600 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4313 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/600 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 658391 | Medicinsk ansigtsmaske, hvid | 50/500 |







| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4234 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/500 |







| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4236 | Medicinsk ansigtsmaske, lavendel | 50/500 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4291 | Medicinsk ansigtsmaske, blå, antidug skum | 50/500 |





| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4232 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/200 |






| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 4267 | Medicinsk ansigtsmaske, blå | 50/200 |




## CLARA, ISCC-CERTIFIED




| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 205001 | Medicinsk ansigtsmaske, hvid, ISCC-certificeret, antidug skum | 50/500 |




## FLORENCE, ISCC-CERTIFIED



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 205002 | Medicinsk ansigtsmaske, hvid, ISCC-certificeret | 50/500 |



## AURORA, ISCC-CERTIFIED



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 205003 | Medicinsk ansigtsmaske, hvid, ISCC-certificeret | 50/500 |








## JOSEPH, ISCC-CERTIFIED



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 205004 | Medicinsk ansigtsmaske, hvid, ISCC-certificeret | 50/500 |






## AUDREY, ISCC-CERTIFIED



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 205005 | Medicinsk ansigtsmaske, hvid, ISCC-certificeret | 50/500 |






## PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL, FFP2



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 42904 | Filtrerende halvmaske FFP2, hvid | 20/200 |




| Varenr. | Beskrivelse | Elastik | Bindebånd | Ekstra bred | Kopform | Anti-dug | Visir | Inderæske/trp. karton | Holder | Farve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / STANDARD (TYPE II)** | | | | | | | | | | |
| 4228 | Blå | • | | | | | | 50/500 | | ● |
| 4301 | Grøn | • | | | | | | 50/600 | X | ● |
| 4311 | Blå | • | | | | | | 50/600 | X | ● |
| 4230 | Blå | | • | | | | | 60/600 | X | ● |
| 4302 | Grøn | | • | | | | | 50/600 | X | ● |
| 4312 | Blå | | • | | | | | 50/600 | X | ● |
| 42280 | Blå | | • | | | | | 60/600 | X | ● |
| 42290 | Grøn | | • | | | | | 60/600 | X | ● |
| 4237 | Blomstret | | • | | | | | 60/600 | X | ❀ |
| **MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / SPECIAL (TYPE II)** | | | | | | | | | | |
| 4231 | Blå | | • | | | • | | 60/600 | X | ● |
| 4238 | Grøn | | • | | | • | | 60/600 | | ● |
| 658200 | Grøn | • | | | • | | | 50/500 | | ● |
| 658000 | Grøn | | • | | • | | | 60/600 | X | ● |
| 658300 | Hvid | | • | | • | | | 60/600 | X | ○ |
| 658010 | Grøn | | • | | • | • | | 60/600 | X | ● |
| **MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / EXTRA PROTECTION (TYPE IIR)** | | | | | | | | | | |
| 4224 | Blå | • | | | | • | | 50/500 | | ● |
| 4315 | Blå | • | | | | | | 50/600 | X | ● |
| 4313 | Blå | | • | | | | | 50/600 | X | ● |
| 658391 | Hvid | | • | | • | • | | 50/500 | X | ○ |
| 4234 | Blå | | • | | | • | | 50/500 | X | ● |
| 4236 | Lavendel | | • | | | • | | 50/500 | X | ● |
| 4291 | Blå | | • | | | • | | 50/500 | X | ● |
| 4232 | Blå | | • | | | • | • | 50/200 | | ● |
| 4267 | Blå | • | | | | • | • | 50/200 | | ● |
| **MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / EXTRA PROTECTION ISCC-CERTIFICERET (TYPE IIR)** | | | | | | | | | | |
| 205001 | Hvid | | • | • | • | • | | 50/500 | X | ○ |
| 205002 | Hvid | | • | • | • | • | | 50/500 | X | ○ |
| 205003 | Hvid | | • | | • | • | | 50/500 | X | ○ |
| 205004 | Hvid | | • | | | • | | 50/500 | X | ○ |
| 205005 | Hvid | • | | | | • | | 50/500 | | ○ |
| **MEDICINSKE ANSIGTSMASKER / PERSONLIGT VÆRNEMIDDEL** | | | | | | | | | | |
| 42904 | Filtrerende halvmaske FFP2, hvid | | | | | | | 20/200 | | ○ |






## Sådan anvender du:

# Medicinsk ansigtsmaske med øreelastik

A. Dæk næse og mund med masken, mens du holder i øreelastikkerne. Næseklemmen skal være øverst.

B. Placer elastikkerne omkring ørerne. Træk i masken for at folde den helt ud. Dette er for at minimere de antal lag, du skal ånde gennem.

C. Form næseklemmen rundt om næsen.

D. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en type IIR stænkresistent maske med visir eller en type IIR stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

E. Smid masken væk efter brug.
























## Sådan anvender du:

# Medicinsk ansigtsmaske med bindebånd

A. Form næseklemmen. Placer masken for ansigtet, så den dækker både din næse og din mund.

B. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage.

C. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.

D. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.

E. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

F. Hår og ører skal dækkes med en passende hue for at minimere spredningen af hår og andre partikler. Hvis der er risiko for væskestænk, skal du anvende en type IIR stænkresistent maske med visir eller en type IIR stænkresistent maske og beskyttende briller/visir. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

G. Smid masken væk efter brug.






























## Sådan anvender du:

# Medicinsk ansigtsmaske med visir

*Hvis der er risiko for væskestænk, skal du altid anvende enten en type IIR stænkresistent medicinsk ansigtsmaske med visir eller en type IIR stænkresistent maske kombineret med beskyttende briller eller visir.*

A. Før du tager masken på, skal visiret foldes langs siderne for at opnå optimal beskyttelse mod stænk fra siden, der kan komme i kontakt med øjnene.

B. Form næseklemmen.

C. Fold masken helt ud.

D. Placer masken på dit ansigt, så den dækker både næse og mund.

E. Placer de øverste bindebånd på toppen af dit hoved, og bind dem stramt for at minimere luftlækage.

F. Placer de nederste bindebånd rundt om nakken og bind også dem stramt.

G. Fold altid masken helt ud for at minimere antallet af lag, du skal ånde gennem.

H. Skift maske, når den er kontamineret og mellem hver operation.

I. Smid masken væk efter brug.



# BARRIER® uniformer

Med Mölnlycke®, kan du forvente uniformsløsninger, du kan stole på, i en høj kvalitet. Vores sortiment inkluderer en bred vifte af uniformer, warm-up jackets og renrumsdragter, der passer til de specifikke behov og preferencer, der er på forskellige arbejdspladser. Modellen, komfortniveauet, farve og størrelse - det er dit valg.

## Vidste du?

Mölnlycke BARRIER uniformer er CE mærket medicinsk udstyr og de produceres i materialer med lav fnugafgivelse i et kontrolleret, rent miljø. Vores sikre produktions- og pakkeprocess sikrer høj kvalitet og pålidelig beskyttelse - hver gang.



## Warm-up Jacket

*Extra comfort*

Unisoft® materiale der giver ekstra komfort og blødhed. God varmekomfort med korte ærmer, hvilket muliggør desinfektion af underarmen. Ergonomisk placerede lommer og størrelser fra S til XXL.



## Warm-up Jacket

*Extra comfort*

Unisoft materiale der giver ekstra komfort og blødhed. God varmekomfort med lange ærmer. Ergono- misk placere- de lommer og størrelser fra S til XXL.





## Renrumsdragt

Designet med fokus på funk- tionalitet med flere store lom- mer og et absorberende og soft foer, hvilket giver øget komfort. Størrelser fra XS til XXXL. Bidrager til at skabe ultra- ren luft[15, 16, 17, 18] og reducerer signifikant både CFU og par- tikelantal[15]. Dette er især vigtigt inden for ortopædi-, implantat- og pædiatrisk kirurgi.





## Uniform med manchet

*Extra comfort*

Unisoft materiale der giver ekstra komfort og blødhed. Smart design og ergono- miske lommer. Størrelse XS til XL med overdel og bukser pakket for sig, hvilket gør det muligt at kom- binere størrelser. Manchetter i ærmer, livet og ved anklerne.





## Uniform

*Extra comfort*

Unisoft materiale der giver ekstra komfort og blødhed. Smart design og ergo- nom- iske lommer. Mange stør- relser fra XS til XXXXL, med overdel og bukser pakket for sig, hvilket gør det muligt at kombinere størrelser.





## Uniform

*Basic*

I et komfortabelt nonwoven materiale i unisex design. Størrelser fra XS til XXL. Holder til saks og kuglep- en i en af de tre praktiske lommer på overdelen.

*'Mit operationsteam har haft meget gode erfaringer med uniformer fra Mölnlycke.'*

Prof. Dr. Jürgen Beck, Deputy Medical Director
Inselspital, Bern, Schweiz

Valget er enkelt

# Gør tingene nemmere, bedre og mere effektivt

Du og dit team arbejder hårdt. Du yder behandling med stor kompetence - samtidig med at du håndterer dagligdagens store og små udfordringer. Uniformer bør ikke være en af dine udfordringer.

*'I vores afprøvninger, har engangsuniformer fået mere positiv feedback end flergangsbeklædning. Resultaterne motiverede ledelsen til at vælge engangsuniformer.'*

Nicole Söll,
Medical Documentalist, Inselspital, Bern, Schweiz

## Omkostningseffektivt

En smart investering. Der er intet behov for dyre vaskeprocesser - uanset om det udføres i huset eller er outsourcet. Du skal ikke betale for reparationer eller erstatningsuniformer. Ganske enkelt - gennemsigtighed og ingen skjulte omkostninger.

## Leverancer til tiden

Takket være pålidelige leverancer, har dit personale altid de rette uniformer, når de behøver dem. De er altid rene og klar til brug. Med vores leverancer får du strømlinet lagerbeholdningen, og du er ikke afhængig af vaskeriets kapacitet.

## Høj kvalitet

BARRIER® uniformer er CE mærket medicinsk udstyr og de produceres i materiale med lav fnugafgivelse. Produktionen foregår i et kontrolleret miljø. Vores produktions- og pakkeprocesser sikrer høj kvalitet og pålidelig beskyttelse - hver eneste gang.

Vores mål er, at du aldrig skal tænke over eller bekymre dig om dine uniformer. Ja, det er ambitiøst – men det opsummerer vores forpligtelse over for dig og for at udvikle løsninger, der fungerer.

## ENGANGSUNIFORM BASIC, OVERDEL, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 839105 | XS | -/45 |
| 839109 | S | -/45 |
| 839209 | M | -/45 |
| 839309 | L | -/45 |
| 839409 | XL | -/45 |
| 839459 | XXL | -/30 |

## ENGANGSUNIFORM BASIC, BUKSER M. BINDEBÅND, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 839505 | XS | -/45 |
| 839509 | S | -/45 |
| 839609 | M | -/45 |
| 839709 | L | -/45 |
| 839809 | XL | -/45 |
| 839859 | XXL | -/30 |

## ENGANGSUNIFORM (SÆT MED BUKSER OG OVERDEL), BLÅ



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 836009 | Sæt XS | -/50 |
| 836109 | Sæt S | -/45 |
| 836209 | Sæt M | -/45 |
| 836309 | Sæt L | -/45 |
| 836409 | Sæt XL | -/45 |
| 836509 | Sæt XXL | -/35 |



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 832009 | Sæt XS | -/50 |
| 832109 | Sæt S | -/45 |
| 832209 | Sæt M | -/45 |
| 832309 | Sæt L | -/45 |
| 832409 | Sæt XL | -/45 |
| 832509 | Sæt XXL | -/35 |

## ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, OVERDEL, BLÅ



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 21600 | XS | /48 |
| 21610 | S | /48 |
| 21620 | M | /48 |
| 21630 | L | /48 |
| 21640 | XL | /48 |
| 21650 | XXL | /48 |
| 21660 | XXXL | /48 |
| 21670 | XXXXL | /48 |

## ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, BUKSER M. BINDEBÅND, BLÅ



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 21700 | XS | /48 |
| 21710 | S | /48 |
| 21720 | M | /48 |
| 21730 | L | /48 |
| 21740 | XL | /48 |
| 21750 | XXL | /48 |
| 21760 | XXXL | /48 |
| 21770 | XXXXL | /48 |

## ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, OVERDEL, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 18600 | XS | /48 |
| 18610 | S | /48 |
| 18620 | M | /48 |
| 18630 | L | /48 |
| 18640 | XL | /48 |
| 18650 | XXL | /48 |
| 18660 | XXXL | /48 |
| 18670 | XXXXL | /48 |

## ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, BUKSER M. BINDEBÅND, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 18700 | XS | /48 |
| 18710 | S | /48 |
| 18720 | M | /48 |
| 18730 | L | /48 |
| 18740 | XL | /48 |
| 18750 | XXL | /48 |
| 18760 | XXXL | /48 |
| 18770 | XXXXL | /48 |

## ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, OVERDEL M. MANCHET I ÆRMER OG LIV, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 22600 | XS | /48 |
| 22610 | S | /48 |
| 22620 | M | /48 |
| 22630 | L | /48 |
| 22640 | XL | /48 |

## ENGANGSUNIFORM EXTRA COMFORT, BUKSER M. BINDEBÅND OG MANCHET VED ANKLER, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 22700 | XS | /48 |
| 22710 | S | /48 |
| 22720 | M | /48 |
| 22730 | L | /48 |
| 22740 | XL | /48 |



# BARRIER® Renrumsdragt

**Du tager patientsikkerhed seriøst og arbejder altid for at opnå det bedst mulige resultat. Men alligevel risikerer én ud af 20 patienter en infektion i operationssåret[20], hvilket kan føre til unødvendige lidelser og smerte for patienterne og som årligt koster mere end DKK 13 milliarder i Europa[21]*.**

Det betyder noget at reducere antallet af infektioner i operationssåret (SSI). En SSI kan, for eksempel, betyde, at patienten skal tilbringe seks måneder i sengen med en infektion i det dybe væv. Derved optages ressourcer, der kunne have været brugt til andre patienter. Og infektionerne kunne have været forebygget.

80% af bakterierne kommer fra luften[23]. At finde måder at sænke antallet af luftbårne bakterier på operationsstuen (OP) er derfor en vigtig del af at forebygge SSI'er[24]. Dette er især vigtigt inden for ortopædi, implantatkirurgi og pædiatriske indgreb. At arbejde mod at opnå ultraren luft er en vigtig indsats. Måske har du laminært airflow på din operationsstue? Men det i sig selv er måske ikke nok[16].

## Renrumsdragter foretrækkes

Ultraren luft opnås ved en kombination af mange faktorer. Personalebeklædning er en af disse. Renrumsdragter bør blive brugt, selv hvis der er installeret laminært airflow. Grunden er tydelig: en af de primære årsager til luftbårne mikroorganismer er personerne på OP (patienter og personale)[25].

**Renrumsdragter reducerer personalets forurening og bidrager til at opretholde ultraren luft[15].**




*I Europa er den årlige omkostning rapporteret til at være fra DKK 13,4 til 174,8 milliarder.[21]



## HVORFOR BARRIER® RENRUMSDRAGT

- Laveste CFU/m$^3$ [15]
- Beskyttelseseffektivitet er højere[15]
- BARRIER Renrumsdragt foretrækkes[15]

### RENRUMSDRAGT OVERDEL MED KOMFORTLAG, MANCHET I ÆRMER OG LIV, BLÅ



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 842000 | XS | -/28 |
| 842100 | S | -/26 |
| 842200 | M | -/22 |
| 842300 | L | -/20 |
| 842400 | XL | -/18 |
| 842500 | XXL | -/18 |
| 842600 | XXXL | -/16 |

### RENRUMSDRAGT BUKSER MED BINDEBÅND OG KOMFORTLAG, MANCHET I BEN, BLÅ



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 843000 | XS | -/28 |
| 843100 | S | -/26 |
| 843200 | M | -/22 |
| 843300 | L | -/20 |
| 843400 | XL | -/18 |
| 843500 | XXL | -/18 |
| 843600 | XXXL | -/16 |

## WARM UP JACKET EXTRA COMFORT, KORT ÆRME, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 18300 | S | -/48 |
| 18310 | M | -/48 |
| 18320 | L | -/48 |
| 18330 | XL | -/48 |
| 18340 | XXL | -/48 |

## WARM UP JACKET EXTRA COMFORT, LANGT ÆRME, GRØN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 18001 | S | -/48 |
| 18010 | M | -/48 |
| 18020 | L | -/48 |
| 18030 | XL | -/48 |
| 18040 | XXL | -/48 |
| 18050 | XXXL | -/48 |

## WARM UP JACKET EXTRA COMFORT, LANGT ÆRME, BLÅ



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 28000 | S | -/48 |
| 28010 | M | -/48 |
| 28020 | L | -/48 |
| 28030 | XL | -/48 |
| 28040 | XXL | -/48 |
| 28050 | XXXL | -/48 |

## BASIC PATIENTSKJORTE



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 616550 | Patientskjorte, uden ærmer, one-size, blå | 10/120 |
| 616560 | Patientskjorte, korte ærmer, one-size, blå | 10/120 |

## BARRIER® EASYWARM® AKTIVT SELVVARMENDE TÆPPE



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 629900 | Aktivt selvvarmende tæppe 92x152cm | -/10 |

## BARRIER® EASYWARM® + AKTIVT SELVVARMENDE TÆPPE



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 629910 | Aktivt selvvarmende tæppe 110/150x200cm<br>Kan deles for dækning af øvre og nedre kropsdele | -/7 |

## ENGANGSTÆPPE NONWOVEN



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 629998 | Engangstæppe, nonwoven 130x95cm, hvid | -/40 |
| 629999 | Engangstæppe, nonwoven, 130x190cm, hvid | -/20 |

## BENVARMER TIL PATIENTER



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 629993 | Benvarmer til patienter, hvid | -/74 |

## BESKYTTELSESKITTEL



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 1901 | Beskyttelseskittel, L, gul | -/50 |
| 1902 | Beskyttelseskittel, L, blå | -/50 |
| 1903 | Beskyttelseskittel, L, grøn | -/50 |
| 1904 | Beskyttelseskittel, L, hvid | -/50 |
| 1905 | Beskyttelseskittel, L, mørkeblå | -/50 |
| 1921 | Beskyttelseskittel, XL, gul | -/50 |
| 1922 | Beskyttelseskittel, XL, blå | -/50 |
| 1923 | Beskyttelseskittel, XL, grøn | -/50 |
| 1924 | Beskyttelseskittel, XL, hvid | -/50 |
| 1925 | Beskyttelseskittel, XL, mørkeblå | -/50 |

## BESKYTTELSESKITTEL MED MANCHET



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 19055 | Beskyttelseskittel m. manchet, L, mørkeblå | -/50 |
| 19255 | Beskyttelseskittel m. manchet, XL, mørkeblå | -/45 |

## STERIL BESKYTTELSESKITTEL



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| **616641** | Beskyttelseskittel m. manchet, L, 1 håndklæde, mørkeblå | 28/56 |
| **616650** | Beskyttelseskittel m. manchet, L, mørkeblå | 26/52 |

## VÆSKETÆT BESKYTTELSESKITTEL



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 1931 | Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet L, gul | -/50 |
| 1932 | Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet L, blå | -/50 |
| 1933 | Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet XL, gul | -/40 |
| 1934 | Væsketæt beskyttelseskittel m. manchet XL, blå | -/40 |

## BESKYTTELSESKITTEL AAMI2



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ karton | trp. |
|---|---|---|---|
| 1301 | Beskyttelseskittel AAMI2, M, blå | -/120 | |
| 1302 | Beskyttelseskittel AAMI2, M, gul | -/120 | |
| 1311 | Beskyttelseskittel AAMI2, L, blå | -/90 | |
| 1312 | Beskyttelseskittel AAMI2, L, gul | -/90 | |
| 1321 | Beskyttelseskittel AAMI2, XL, blå | -/90 | |
| 1322 | Beskyttelseskittel AAMI2, XL, gul | -/90 | |
| 1331 | Beskyttelseskittel AAMI2, XXL, blå | -/90 | |
| 1332 | Beskyttelseskittel AAMI2, XXL, gul | -/90 | |

## VÆSKETÆT BESKYTTELSESKITTEL, ÅNDBAR RYG, AAMI2



| Varenr. | Beskrivelse | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|
| 1001 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, M, blå | -/120 |
| 1002 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, M, gul | -/120 |
| 1011 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, L, blå | -/80 |
| 1012 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, L, gul | -/80 |
| 1021 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XL, blå | -/60 |
| 1022 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XL, gul | -/60 |
| 1031 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XXL, blå | -/60 |
| 1032 | Væsketæt beskyttelseskittel AAMI2, XXL, gul | -/60 |

# Biogel®




## Biogel® handsker

Biogel er en af verdens førende brands indenfor højkvalitets- og teknisk avancerede operationshandsker til sundhedspersonale. Det er brandet med den unikke indvendige polymercoating og Biogel handsker var det første tiltag, som gjorde det let at tage handsker på selv med fugtige hænder. Biogel Indicator Systems giver den bedste beskyttelse med tydelig, hurtig og stor punkturindikation. Umiddelbar opdagelse af huller giver sikkerhed for både dig og patienten - og giver dig en beskyttelse, du kan stole på. Biogel har et acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) for frihed for huller på 0,4 efter pakning, og kombineret med en 100% lufttryktest, giver det dig en sikkerhedsegenskab, der er med til at minimere risikoen for både patient og sundhedspersonale mod blodbårne patogener, herunder HIV og hepatitisvira.

Biogel er testet i henhold til EN 455 standarden og har et lavt endotoksin niveau < 20 EU/par, der kan reducere risikoen for postoperative infektioner.

Biogel handsker har været udelukkende pudderfri i mere end 20 år. Disse handsker er fremstillet og pakket i et pudderfrit miljø og kan bruges til en hvilken som helst operationsprocedure, uden at der er risiko for pudderkontaminering.

# Biogel® handsker designet til at understøtte præcision

## Unik Biogel coating

Biogel handskernes coating gør det nemt at tage handskerne på, selv med fugtige hænder.

## Biogel kvalitet

Hver eneste handske er lufttryktestet og visuelt inspiceret af hensyn til kvalitet og brugernes sikkerhed. Biogel har en AQL-frihed for huller på 0,4 efter pakning.

## Biogel pudderfri naturgummilatex operationshandsker

Da handsker med pudder frigiver mere luftbårent latexprotein end noget andet medicinsk produkt, er alle Biogel handsker fri for pudder for at minimere risikoen for overfølsomhed over for naturgummilatex. Pudder har desuden være kendt for at være potentiel årsag til postoperative komplikationer hos patienter og dermatitis hos sundhedspersonalet[27,28].



## Biogel syntetiske operationshandsker

Selvom naturgummilatex er den gyldne standard for at yde fremragende barrierebeskyttelse, tilbyder nutidens syntetiske operationshandsker barrierebeskyttelsesegenskaber, pasform, følsomhed og komfort som er lig med eller sammenlignelige med naturgummilatex. Biogel sortimentet af syntetiske operationshandsker fås i materialerne polychloropren såvel som polyisopren, der har en molekylestruktur, som svarer til naturgummilatex.

## Biogel® Indikator® systemer

Perforationer i handsker kan få alvorlige konsekvenser i vore dages sygehusmiljø. The American College of Surgeons erklærer følgende: "Dobbelt handskelag er med til at reducere mængden af potentiel udsættelse med en faktor 10.[29] Da 92% af alle punkturer sker, uden at kirurgerne opdager det, har Biogel dobbelthandske punkturindikations-system en 97 % nøjagtighedsrate i at identificere punkturer.[30]

Biogel produktsortimentet tilbyder flere forskellige Biogel® Indikator® systemer, med farveindikationsteknologier, der kan advare kirurgen med tydelig, hurtig og stor indikation i tilfælde af punkturer, hvis de skulle indtræffe, mens der er væske til stede.

Biogel Indikator systemerne fås i både naturgummilatex og syntetisk polyisopren.


## Sådan fungerer Biogel Indikator systemer

- To handsker anvendes: en halmgul Biogel handske yderst oven på en ½ nummer større farvet inderhandske (grøn i naturgummilatex, blå i syntetisk materiale).

- Hvis den yderste handske får en punktur og der trænger væske ind mellem de to handsker, advarer en mørk plet brugeren om punkturen.

Handskepunkturer må ikke negligeres. Lad Biogel Indikator systemerne advare dig på en hurtig, tydelig og stor måde med synlig indikation på punkturer, der forekommer, mens der er væske tilstede.

# Vores punkturindikationssystem er unikt



## Tydelig, hurtig og stor, **beskyttelse du kan se**

Vi ønsker, at du ser en punktur, så snart den opstår. Dermed kan du hurtigt skifte handsker og fortsætte indgrebet uden at gå på kompromis med din eller patientens beskyttelse.

Biogel® Indicator® System er udviklet, så du kan se området med punktur hurtigere, større og mere tydeligt.

Hvis yderhandsken får en punktur, kommer væske ind mellem de to handsker og skaber en mørk plet, der hurtigt vokser og advarer brugere om en punktur.

### Tydelig

Inderhandskens farvefysik er valgt for at vække øjets følsomhed. Yderhandsken er gennemsigtig, så når en punktur opstår, advares du ved at inderhandskens farve vises[30].

### Hurtig

Den patenterede behandling af handskeoverfladen markerer stedet for punkturen med det samme ved at sprede indespærret væske for at skabe en synlig indikation, der hurtigt vokser[30].

### Stor

Indikationspletten vokser sig hurtigt stor, så du kan se den med det samme – og så andre kan se den på afstand i tilfælde af, at den er uden for dit direkte synsfelt[30].



# Hvordan kan **vi hjælpe dig?**

Vores Account Managere hjæler dig med at indføre dobbelthandsker på operationsstuen. De samarbejder med dig om at finde de rette materialer, egenskaber og størrelser, så alt passer til jeres behov.

Vi hjælper dig med afprøvninger og undervisning. Vi kan også hjælpe dig og rådgive dig om vigtige sundhedsfaglige emner så som infektionsforebyggelse, anbefalet praksis og den korrekte brug af operations-handsker. Vi kan endda også hjælpe dig med at øge effektiviteten på operationsstuen ved at undervise dig i korrekt handskebrug, handskestandarder og andre sikkerhedsemner.

'Det er faktisk ret enkelt. Dobbelthandsker handler om sikkerhed for personalet, patienten og hospitalet. Omkostninger bør aldrig afgøre, om du anvender dobbelthandsker.'

Julie Karlsson, Traumesygeplejerske

Punkturindikation.
**Tydelig, hurtig, stor.**



## Biogel Eclipse® 751




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **75155** | Biogel Eclipse | 5,5 | 50/200 |
| **75160** | Biogel Eclipse | 6,0 | 50/200 |
| **75165** | Biogel Eclipse | 6,5 | 50/200 |
| **75170** | Biogel Eclipse | 7,0 | 50/200 |
| **75175** | Biogel Eclipse | 7,5 | 50/200 |
| **75180** | Biogel Eclipse | 8,0 | 50/200 |
| **75185** | Biogel Eclipse | 8,5 | 50/200 |
| **75190** | Biogel Eclipse | 9,0 | 40/160 |

Anbefales til alle kirurgiske indgreb. Biogel Eclipse® kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel Eclipse® Indicator® System (REF 607) har fået en punktur.
Mærkbart blødere end Biogel® Surgeons, og Biogel Eclipse tilbyder en enestående barriere beskyttelse kombineret med fingerspidsfølelse, pasform og komfort. Biogel Eclipse® er en naturgummilatexhandske, der kan løfte niveauet for handskekomfort med bedre pasform og fingerspidsfølsomhed.

## Biogel Eclipse® Indicator® System 607




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **60755** | Biogel Eclipse Indicator | 5,5 | 25x2/100 |
| **60760** | Biogel Eclipse Indicator | 6,0 | 25x2/100 |
| **60765** | Biogel Eclipse Indicator | 6,5 | 25x2/100 |
| **60770** | Biogel Eclipse Indicator | 7,0 | 25x2/100 |
| **60775** | Biogel Eclipse Indicator | 7,5 | 25x2/100 |
| **60780** | Biogel Eclipse Indicator | 8,0 | 25x2/100 |
| **60785** | Biogel Eclipse Indicator | 8,5 | 25x2/100 |

Anbefales til alle kirurgiske indgreb. Biogel Eclipse® Indicator® System er udviklet for at sikre den bedst mulige indikation ved anvendelse af dobbelthandsker. Anvend Biogel Eclipse® (REF 751) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel Eclipse® Indicator® System har fået en punktur. Mærkbart blødere end Biogel Surgeons. Inderhandsken er grøn for at give umiddelbar detektion ved perforation, og den glatte overflade er udviklet for at gøre det muligt at tage yderhandsken på hurtigt og let.

## Biogel® Surgeons 822




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **82255** | Biogel Surgeons | 5,5 | 50/200 |
| **82260** | Biogel Surgeons | 6,0 | 50/200 |
| **82265** | Biogel Surgeons | 6,5 | 50/200 |
| **82270** | Biogel Surgeons | 7,0 | 50/200 |
| **82275** | Biogel Surgeons | 7,5 | 50/200 |
| **82280** | Biogel Surgeons | 8,0 | 50/200 |
| **82285** | Biogel Surgeons | 8,5 | 50/200 |
| **82290** | Biogel Surgeons | 9,0 | 40/160 |

Anbefales til alle kirurgiske indgreb og andre specialer, der ikke kræver unikke egenskaber.
Sterile, pudderfri handsker i naturgummilatex til fremragende barrierebeskyttelse ved generelle kirurgiske indgreb.

## Biogel® M — 823




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **82355** | Biogel M | 5,5 | 50/200 |
| **82360** | Biogel M | 6,0 | 50/200 |
| **82365** | Biogel M | 6,5 | 50/200 |
| **82370** | Biogel M | 7,0 | 50/200 |
| **82375** | Biogel M | 7,5 | 50/200 |
| **82380** | Biogel M | 8,0 | 50/200 |
| **82385** | Biogel M | 8,5 | 50/200 |
| **82390** | Biogel M | 9,0 | 40/160 |

Sterile, pudderfri handsker i naturgummilatex med en specialbehandlet overflade, der giver ekstra greb og kontrol.

## Biogel® Super-Sensitive — 825




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **82555** | Biogel Super-Sensitive | 5,5 | 50/200 |
| **82560** | Biogel Super-Sensitive | 6,0 | 50/200 |
| **82565** | Biogel Super-Sensitive | 6,5 | 50/200 |
| **82570** | Biogel Super-Sensitive | 7,0 | 50/200 |
| **82575** | Biogel Super-Sensitive | 7,5 | 50/200 |
| **82580** | Biogel Super-Sensitive | 8,0 | 50/200 |
| **82585** | Biogel Super-Sensitive | 8,5 | 50/200 |
| **82590** | Biogel Super-Sensitive | 9,0 | 40/160 |

Sterile, pudderfri handsker i naturgummilatex til fremragende barrierebeskyttelse ved kirurgiske indgreb, og med forbedret fingerspidsfølsomhed når dette er ønsket eller nødvendigt.

## Biogel® Dental Steril 99990



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **9999055** | Biogel Dental steril | 5,5 | 10/100 |
| **9999060** | Biogel Dental steril | 6,0 | 10/100 |
| **9999065** | Biogel Dental steril | 6,5 | 10/100 |
| **9999070** | Biogel Dental steril | 7,0 | 10/100 |
| **9999075** | Biogel Dental steril | 7,5 | 10/100 |
| **9999080** | Biogel Dental steril | 8,0 | 10/100 |
| **9999085** | Biogel Dental steril | 8,5 | 10/100 |
| **9999090** | Biogel Dental steril | 9,0 | 10/100 |

Anbefales til alle kirurgiske dentalprocedurer.
Steril, pudderfri dentalhandske i naturgummilatex.

## Biogel® Dental 56XX




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| 5636 | Biogel Dental | 5,5 | 25/150 |
| 5637 | Biogel Dental | 6,0 | 25/150 |
| 5638 | Biogel Dental | 6,5 | 25/150 |
| 5639 | Biogel Dental | 7,0 | 25/150 |
| 5640 | Biogel Dental | 7,5 | 25/150 |
| 5641 | Biogel Dental | 8,0 | 25/150 |
| 5642 | Biogel Dental | 8,5 | 25/150 |
| 5643 | Biogel Dental | 9,0 | 25/150 |

Anbefales til alle kliniske dentalingreb.
Usteril, pudderfri dentalhandske i naturgummilatex.

## Biogel® Diagnostic 56XX




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| 5653 | Biogel Diagnostic | 5,5 | 25/150 |
| 5654 | Biogel Diagnostic | 6,0 | 25/150 |
| 5655 | Biogel Diagnostic | 6,5 | 25/150 |
| 5656 | Biogel Diagnostic | 7,0 | 25/150 |
| 5657 | Biogel Diagnostic | 7,5 | 25/150 |
| 5658 | Biogel Diagnostic | 8,0 | 25/150 |
| 5659 | Biogel Diagnostic | 8,5 | 25/150 |
| 5660 | Biogel Diagnostic | 9,0 | 25/150 |

Anbefales til alle kliniske procedurer.
Usteril, pudderfri dentalhandske i naturgummilatex.

## Biogel® PI Micro 485




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **48555** | Biogel PI Micro | 5,5 | 50/200 |
| **48560** | Biogel PI Micro | 6,0 | 50/200 |
| **48565** | Biogel PI Micro | 6,5 | 50/200 |
| **48570** | Biogel PI Micro | 7,0 | 50/200 |
| **48575** | Biogel PI Micro | 7,5 | 50/200 |
| **48580** | Biogel PI Micro | 8,0 | 50/200 |
| **48585** | Biogel PI Micro | 8,5 | 50/200 |
| **48590** | Biogel PI Micro | 9,0 | 40/160 |

Steril, pudderfri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale eller hvis der er behov for ekstra fingerspidsfølsomhed. Biogel® PI Micro kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel® PI Micro Indicator® System (REF483) har fået en punktur. Den er typisk 20% tyndere end Biogel PI UltraTouch.

## Biogel® PI Micro Indicator® System 483




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **48355** | Biogel PI Micro Indicator | 5,5 | 25x2/100 |
| **48360** | Biogel PI Micro Indicator | 6,0 | 25x2/100 |
| **48365** | Biogel PI Micro Indicator | 6,5 | 25x2/100 |
| **48370** | Biogel PI Micro Indicator | 7,0 | 25x2/100 |
| **48375** | Biogel PI Micro Indicator | 7,5 | 25x2/100 |
| **48380** | Biogel PI Micro Indicator | 8,0 | 25x2/100 |
| **48385** | Biogel PI Micro Indicator | 8,5 | 25x2/100 |

Steril, pudderfri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale eller hvis der er behov for ekstra fingerspidsfølsomhed. Anvend Biogel® PI Micro (REF 485) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel® Pi Micro Indicator® System har fået en punktur. Typisk 20% tyndere end Biogel PI Indicator system. Inderhandsken er blå for at give umiddelbar detektion ved perforation, og den glatte overflade er udviklet for at gøre det muligt at tage yderhandsken på hurtigt og let.

## Biogel® PI UltraTouch® 409




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **40955** | Biogel PI UltraTouch | 5,5 | 50/200 |
| **40960** | Biogel PI UltraTouch | 6,0 | 50/200 |
| **40965** | Biogel PI UltraTouch | 6,5 | 50/200 |
| **40970** | Biogel PI UltraTouch | 7,0 | 50/200 |
| **40975** | Biogel PI UltraTouch | 7,5 | 50/200 |
| **40980** | Biogel PI UltraTouch | 8,0 | 50/200 |
| **40985** | Biogel PI UltraTouch | 8,5 | 50/200 |
| **40990** | Biogel PI UltraTouch | 9,0 | 40/160 |

Steril, pudderfri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale. Biogel® PI UltraTouch® kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel PI Indicator® System (REF414) har fået en punktur.

## Biogel® PI Indicator® System 414




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **41455** | Biogel PI Indicator | 5,5 | 25x2/100 |
| **41460** | Biogel PI Indicator | 6,0 | 25x2/100 |
| **41465** | Biogel PI Indicator | 6,5 | 25x2/100 |
| **41470** | Biogel PI Indicator | 7,0 | 25x2/100 |
| **41475** | Biogel PI Indicator | 7,5 | 25x2/100 |
| **41480** | Biogel PI Indicator | 8,0 | 25x2/100 |
| **41485** | Biogel PI Indicator | 8,5 | 25x2/100 |

Steril, pudderfri handske i syntetisk polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale. Anvend Biogel® PI UltraTouch® (REF 409) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel PI Indicator System har fået en punktur. Inderhandsken er blå for at give umiddelbar detektion ved perforation, og den glatte overflade er udviklet for at gøre det muligt at tage yderhandsken på hurtigt og let.

## Biogel® Skinsense® 509




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **50955** | Biogel Skinsense | 5,5 | 50/200 |
| **50960** | Biogel Skinsense | 6,0 | 50/200 |
| **50965** | Biogel Skinsense | 6,5 | 50/200 |
| **50970** | Biogel Skinsense | 7,0 | 50/200 |
| **50975** | Biogel Skinsense | 7,5 | 50/200 |
| **50980** | Biogel Skinsense | 8,0 | 50/200 |
| **50985** | Biogel Skinsense | 8,5 | 50/200 |
| **50990** | Biogel Skinsense | 9,0 | 40/160 |

Steril, pudderfri handske i polychloropren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, hvor der kan forventes latexallergi (Type I) hos patient eller personale. Ved indgreb, hvor der er behov for længere gennembrudstider for f.eks. cytostatik, anbefales Biogel® Skinsense® og Biogel® Skinsense® Indicator® System. Handsken kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel® Skinsense® Indicator® System har fået en punktur.

## Biogel® NeoDerm®




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **42955** | Biogel Neoderm | 5,5 | 50/200 |
| **42960** | Biogel Neoderm | 6,0 | 50/200 |
| **42965** | Biogel Neoderm | 6,5 | 50/200 |
| **42970** | Biogel Neoderm | 7,0 | 50/200 |
| **42975** | Biogel Neoderm | 7,5 | 50/200 |
| **42980** | Biogel Neoderm | 8,0 | 50/200 |
| **42985** | Biogel Neoderm | 8,5 | 50/200 |
| **42990** | Biogel Neoderm | 9,0 | 40/160 |

Steril, pudderfri handske i polychloropren. Anbefales til kirurgiske indgreb, hvor der er allergi over for naturgummilatex og/eller følsomhed overfor typiske* accelerator kemikalier hos patient eller personale.
*Thiuramer, Mercaptobezothiasol, Diphenylthiurea, Diphenylguanidine og Dithiocarbamater.

## Biogel® PI UltraTouch® S




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **45555** | Biogel PI UltraTouch S | 5,5 | 50/200 |
| **45560** | Biogel PI UltraTouch S | 6,0 | 50/200 |
| **45565** | Biogel PI UltraTouch S | 6,5 | 50/200 |
| **45570** | Biogel PI UltraTouch S | 7,0 | 50/200 |
| **45575** | Biogel PI UltraTouch S | 7,5 | 50/200 |
| **45580** | Biogel PI UltraTouch S | 8,0 | 50/200 |
| **45585** | Biogel PI UltraTouch S | 8,5 | 50/200 |
| **45590** | Biogel PI UltraTouch S | 9,0 | 40/160 |

Steril, pudderfri handske i syntetiske polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, især hvor allergisk kontaktdermatitis forårsaget af kemiske acceleratorer* er en bekymring for personalet. De anbefales også ved allergi overfor naturgummilatex hos patient eller personale. Biogel® PI UltraTouch® S kan anvendes alene eller som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed når yderhandsken i Biogel® PI UltraTouch® S indicator® System (REF453) har fået en punktur.
*Thiuramer, Dithiocarbamater, Thiazoler, Thiourea og diphenylguanidine

## Biogel® PI UltraTouch® S Indicator®




| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Inderæske/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **45355** | Biogel PI UltraTouch S Indicator | 5,5 | 25x2/100 |
| **45360** | Biogel PI UltraTouch S Indicator | 6,0 | 25x2/100 |
| **45365** | Biogel PI UltraTouch S Indicator | 6,5 | 25x2/100 |
| **45370** | Biogel PI UltraTouch S Indicator | 7,0 | 25x2/100 |
| **45375** | Biogel PI UltraTouch S Indicator | 7,5 | 25x2/100 |
| **45380** | Biogel PI UltraTouch S Indicator | 8,0 | 25x2/100 |
| **45385** | Biogel PI UltraTouch S Indicator | 8,5 | 25x2/100 |

Steril, pudderfri handske i syntetiske polyisopren. Anbefales til alle kirurgiske indgreb, især hvor allergisk kontaktdermatitis forårsaget af kemiske acceleratorer* er en bekymring for personalet. De anbefales også ved allergi overfor naturgummilatex hos patient eller personale. Brug Biogel® PI UltraTouch® S (REF455) som udskiftningshandske for at opretholde farveindikationssystemets nøjagtighed, når yderhandsken i Biogel® PI UltraTouch® S Indicator® har fået en punktur.
*Thiuramer, Dithiocarbamater, Thiazoler, Thiourea og diphenylguanidine

# Biogel®



## Biogel® Tech sortiment

### Handskerne i Biogel® Tech sortimentet er fremstillet for at beskytte processen, produktet og operatøren

- AQL på 0,4 (frihed for huller), efter pakning[54]
- Hver handske (100%) er lufttryktestet for huller, der typisk ikke opdages ved visuel inspektion[55]
- 100% pudderfri
- Enestående barrierebeskyttelse[56, 57, 58]
- Brancheførende lavt endotoksin niveau [<2 EU/par][54]
- Meget kontrolleret sterilisation til mindst 25 kGy
- Produceret i et kontrolleret miljø med strenge hygiejnekrav i hele processen. Alle vores fabrikker lever op til ISO 13485 og ISO 14001[54]

### Indpakning udviklet til kritiske miljøer

Biogel® Tech handskesortimentet er udviklet til brug i kritiske miljøer og er PPE certificerede. Pakningen, der er varmeforseglede dobbeltposer, lever op til hygiejnestandarder for kritiske miljøer og sikrer brugervenlighed, da pakningslagene kan fjernes.




**Plastindpakning i høj kvalitet** for at holde partikeltallet så lavt som muligt. Indpakningen forbliver åben, når den er foldet ud, så **aseptisk påtagning sikres**.

## Biogel® PI Micro Tech — 44485



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Polypose/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **4448555** | Biogel PI Micro Tech | 5,5 | 25x2x4/200 |
| **4448560** | Biogel PI Micro Tech | 6,0 | 25x2x4/200 |
| **4448565** | Biogel PI Micro Tech | 6,5 | 25x2x4/200 |
| **4448570** | Biogel PI Micro Tech | 7,0 | 25x2x4/200 |
| **4448575** | Biogel PI Micro Tech | 7,5 | 25x2x4/200 |
| **4448580** | Biogel PI Micro Tech | 8,0 | 25x2x4/200 |
| **4448585** | Biogel PI Micro Tech | 8,5 | 25x2x4/200 |
| **4448590** | Biogel PI Micro Tech | 9,0 | 20x2x4/160 |

En syntetisk handske til kritiske miljøer. Det er vores tyndeste polyisoprenhandske, og den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech Indicator® Underglove for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

## Biogel® PI Micro Tech Indicator® Underglove — 44489



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Polypose/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **4448955** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 5,5 | 25x2x4/200 |
| **4448960** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 6,0 | 25x2x4/200 |
| **4448965** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 6,5 | 25x2x4/200 |
| **4448970** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 7,0 | 25x2x4/200 |
| **4448975** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 7,5 | 25x2x4/200 |
| **4448980** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 8,0 | 25x2x4/200 |
| **4448985** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 8,5 | 25x2x4/200 |
| **4448990** | Biogel PI Micro Tech Indicator Underglove | 9,0 | 20x2x4/160 |

En blå, syntetisk inderhandske til kritiske miljøer. Det er vores tyndeste polyisoprenhandske, og den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

## Biogel® PI Tech — 44409



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Polypose/trp. karton |
|---|---|---|---|
| **4440955** | Biogel PI Tech | 5,5 | 25x2x4/200 |
| **4440960** | Biogel PI Tech | 6,0 | 25x2x4/200 |
| **4440965** | Biogel PI Tech | 6,5 | 25x2x4/200 |
| **4440970** | Biogel PI Tech | 7,0 | 25x2x4/200 |
| **4440975** | Biogel PI Tech | 7,5 | 25x2x4/200 |
| **4440980** | Biogel PI Tech | 8,0 | 25x2x4/200 |
| **4440985** | Biogel PI Tech | 8,5 | 25x2x4/200 |
| **4440990** | Biogel PI Tech | 9,0 | 20x2x4/160 |

En syntetisk polyisopren handske til kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech Indicator® Underglove for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

## Biogel® PI Tech Indicator® Underglove 44416



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Polypose/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **4441655** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 5,5 | 25x2x4/200 |
| **4441660** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 6,0 | 25x2x4/200 |
| **4441665** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 6,5 | 25x2x4/200 |
| **4441670** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 7,0 | 25x2x4/200 |
| **4441675** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 7,5 | 25x2x4/200 |
| **4441680** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 8,0 | 25x2x4/200 |
| **4441685** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 8,5 | 25x2x4/200 |
| **4441690** | Biogel PI Tech Indicator Underglove | 9,0 | 20x2x4/160 |

En blå, syntetisk polyisopren inderhandske til kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® PI Tech for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

## Biogel® NeoTech 44509



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Polypose/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **4450955** | Biogel NeoTech | 5,5 | 25x2x4/200 |
| **4450960** | Biogel NeoTech | 6,0 | 25x2x4/200 |
| **4450965** | Biogel NeoTech | 6,5 | 25x2x4/200 |
| **4450970** | Biogel NeoTech | 7,0 | 25x2x4/200 |
| **4450975** | Biogel NeoTech | 7,5 | 25x2x4/200 |
| **4450980** | Biogel NeoTech | 8,0 | 25x2x4/200 |
| **4450985** | Biogel NeoTech | 8,5 | 25x2x4/200 |
| **4450990** | Biogel NeoTech | 9,0 | 20x2x4/160 |

En syntetisk polychloropren handske til kritiske milijøer. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® NeoTech Indicator® Underglove for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

## Biogel® NeoTech Indicator® Underglove 44406



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Polypose/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **4440655** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 5,5 | 25x2x4/200 |
| **4440660** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 6,0 | 25x2x4/200 |
| **4440665** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 6,5 | 25x2x4/200 |
| **4440670** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 7,0 | 25x2x4/200 |
| **4440675** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 7,5 | 25x2x4/200 |
| **4440680** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 8,0 | 25x2x4/200 |
| **4440685** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 8,5 | 25x2x4/200 |
| **4440690** | Biogel NeoTech Indicator Underglove | 9,0 | 20x2x4/160 |

En blå, syntetisk polychloropren inderhandske til kritiske miljøer. Den kan bæres alene eller i kombination med Biogel® NeoTech for forbedret beskyttelse af de produkter, der håndteres såvel som af operatøren. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

## Biogel® Tech



| Varenr. sterilt | Beskrivelse | Str. | Polypose/ trp. karton |
|---|---|---|---|
| **4482255** | Biogel Tech | 5,5 | 25x2x4/200 |
| **4482260** | Biogel Tech | 6,0 | 25x2x4/200 |
| **4482265** | Biogel Tech | 6,5 | 25x2x4/200 |
| **4482270** | Biogel Tech | 7,0 | 25x2x4/200 |
| **4482275** | Biogel Tech | 7,5 | 25x2x4/200 |
| **4482280** | Biogel Tech | 8,0 | 25x2x4/200 |
| **4482285** | Biogel Tech | 8,5 | 25x2x4/200 |
| **4482290** | Biogel Tech | 9,0 | 20x2x4/160 |

En holdbar naturgummilatex handske til alle formål i kritiske miljøer. Den tilbyder fremragende barrierebeskyttelse samt pasform, fingerspidsfølelse og komfort. Den har let bøjede fingre og en ru overflade. Den er blevet testet og godkendt til brug med kemoterapimidler.

# Udpakning af Biogel® handskepakninger

## 'Holdeteknik'

Der findes forskellige, grundlæggende teknikker til udpakning af sterile operationshandsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt- eller dobbeltpakkede handsker
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til både inder- og yderpakning
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning, med manchetten i hænderne eller fremme)[31].

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen, samt at inderemballagen ikke rører den svejste kant på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

## Åbning af pakken (udført af en usteril person)




1. Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på en svejste kant, når yderemballagen åbnes.



2. Træk inderemballagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv. Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.



3. Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.



4. Pres begge hænder sammen, så de to inderemballager tvinges fra hinanden.



5. Ved åben påtagning tager man fat i inderhandskens indpakning, handske 1 i Indicator-handskesystemet, i den øverste, korte ende. Sørg for, at den assisterende sygeplejerske vender den rigtige ende af pakningen mod den person, der skal have handskerne på.



6. Når man tager handske 1, skal man sørge for, at hænderne ikke kontaminerer handske 2, som stadig ligger i yderemballagen, mens det første par handsker tages på. Imens sikrer den assisterende sygeplejerske, at den inderemballage, der ligger i yderemballagen, holdes steril.



7. Flyt hænderne til inder-emballagens nederste, korte ende, og læg inderemballage 1 et tørt og rent sted. Sørg for, at ca. 5 cm af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.



8. Åben inderemballage 1 helt, og sørg for, at de desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag de farvede inderhandsker på.



9. Tag inderemballage 2 hos den assiste-rende sygeplejerske, og tag yderhandskerne ud.



10. Tag handskerne på som anbefalet[31].

# Udpakning af Biogel® handskepakninger

## 'Lægge teknik'

Der findes forskellige, grundlæggende teknikker til udpakning af sterile operationshandsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt- eller dobbeltpakkede handsker
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til både inder- og yderpakning
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning, med manchetten i hænderne eller fremme)[31].

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen, samt at inderemballagen ikke rører den svejste kant på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

## Åbning af pakken (udført af en usteril person)




1. Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på den svejste kant, når yderemballagen åbnes.



2. Træk inder-emballagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv. Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.



3. Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.



4. Nu kan pakningen med handskerne enten lægges på et bord og åbnes der, eller åbnes, mens man holder den frem for sig som på billede 3.



5. Tag fat i både handskepakning 1 og 2 i Indicator-handskesystemet i den nederste ende for at sikre, at hænderne ikke bliver kontaminerede, da den sterile kant i pakninges top er ret kort.



6. Adskil de to pakninger og læg dem ned hver for sig på et rent og tørt sted. Sørg for, at ca. 5 cm. af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.



7. Åbn de to inderemballager helt, så det ikke bliver nødvendigt at røre papiremballagen igen. Sørg for, at dine desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag handskerne på som anbefalet[31].

# Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

## 'ÅBEN påtagning'

### Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet[32]



1. Tag den første farvede handske ud af inderemballagen med din ikke-dominante hånd. Placér tommel- og pegefingeren på din anden hånd på folden af det ombukkede handske-skaft på højde med handskens håndflade og træk handsken over hånden.



2. Behold handskeskaftet ombukket.



3. Tag den anden farvede handske ud af emballagen ved at tage fat med dine behandskede fingre under det ombukkede handskeskaft. Med strakt arm og let bøjet albue, føres den ubehandskede hånd ind i handsken.



4. Træk handsken op over kitlens vævede manchet ved at vrikke armen frem og tilbage med små bevægelser.



5. Træk handsken helt på plads. Sørg for, at handsken dækker kitlens manchet med en margin på ca. 10 cm. Følg samme procedure for den anden handske.



6. Åbn inderemballagen med de halmfarvede yderhandsker. Før fingrene fra den ene behandskede hånd ind i den første yderhandske, mens handsken strækkes for at sikre optimal komfort og pasform. Træk handsken helt på plads og gentag proceduren med den anden yderhandske.



7. Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchet godt ned mod kitlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitlen.



8. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

### Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



9. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



10. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



11. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

# Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

## 'LUKKET påtagning med manchetterne i hænderne'

### Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet[32]



1. Stræk ikke hænderne gennem ærmernes manchetter. Hold manchetterne i hænderne som vist på billedet.



2. Yderemballagen åbnes nu af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med hænderne helt dækket af kitlens ærmer.



3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handsker), mens du sørger for at holde hænderne helt dækket af kitlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd, eller den venstre handske med din venstre hånd).



4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



6. Træk handsken op over kitlens manchet ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kitlens vævede manchet fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved første handske.



8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchet godt ned mod kitlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitlen.



10. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

### Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handske-punktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og ud-skiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

# Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

## ' LUKKET påtagning med manchetterne over hænderne'

### Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet[32].



**1.** Stræk ikke hænderne gennem ærmernes manchetter. Manchetterne skal være løse som vist på billedet.



**2.** Yderemballagen åbnes af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med kitlen, mens hænderne bliver i manchetten.



**3.** Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handsker), mens du hele tiden sørger for at holde hænderne inde i kitlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd eller den venstre handske med din venstre hånd).



**4.** Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.



**5.** Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



**6.** Træk handsken op over kitlens manchet ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.



**7.** Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kitlens vævede manchet fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved den første handske.



**8.** Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.




**9.** Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchet godt ned mod kitlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitlen.



**10.** Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

### Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



**11.** Hvis der opstår handske-punktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



**12.** Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



**13.** Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, ta-ges handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrif-ter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

# Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

## 'ASSISTERET påtagning'

### Iør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet[32]



**1.** Placér fingrene på hver hånd under det ombukkede skaft (ca. 10 cm fra handskemanchet kanten) på den farvede inderhandske. Handskens håndflade skal være vendt mod den ubehandskede persons hånd med handsken lige ud for personens tommelfinger. Brug fingerne til at strække manchetten for at åbne handsken.
Den ubehandskede person stikker derefter sin hånd ind i handsken med et fast, nedadgående tryk.



**2.** Gentag for den anden hånd. Personen, der får handsker på, kan hjælpe med påtagningen ved at tage fat på handskemanchetten.



**3.** Når de halmfarvede yderhandsker skal tages på, kan personen, der får handsker på, hjælpe med påtagningen ved at tage fat i manchetten og trække udad for at åbne handsken.



**4.** Sørg for, at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.




**5.** Gentag for den anden hånd og tryk kanten af handskens manchet godt ned mod kitlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitlen.



**6.** Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

### Udskiftning af kontamineret/perforeret handske under operation.



**7.** Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



**8.** Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



**9.** Kontrollér inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikationssystemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

# Vejledning til fjernelse af operationskittel - og handsker

## Fjernelse af beskidt kittel og handsker



1. For at beskytte arbejdsbeklædningen (uniform/renrumsdragt), arme og hænder fra mikrober, der findes på ydersiden af en beskidt kittel og handsker, skal handskerne og kitlen tages af på en helt bestemt måde.



2. Start med at tage den ene, beskidte yderhandske af og smid den væk.



3. Fortsæt med at tage den anden yderhandske af og smid den væk.



4. Tag fat på kitlen ved skulderen eller livet (som på billedet). Hvis det er en flergangskittel, bindes kitlen op. Den assisterende person skal binde ryglukningen op.



5. Træk ryggen og ærmet fra kitlen fremad, og udover den behandskede hånd ved at vende vrangen ud på kitlen og krænge handskens manchet med.



6. Hold arme og kittel væk fra kroppen mens du stadig har vrangen ud på kitlen. Herefter smides kitlen væk.



7. Brug en af de behandskede fingre på den ene hånd til at holde ved manchetten, mens handsken fjernes med vrangen udad. Nu bruges hånden uden handske til at tage fat i den vendte manchet på den anden handske. Denne handske vendes også med vrangen ud, mens den fjernes. Smid handskerne væk og desinficer hænderne.

# Kontaktpersoner hos Mölnlycke

## Allan Ravn

Region Syddanmark (excl. OUH)
Region Midt (vest)
Færøerne og Island
BARRIER og Procedurepakker



## Anne-Marie Thuesen

Region Hovedstaden
BARRIER og Procedurepakker



## Christa Peistrup Meincke

Region Sjælland + OUH
BARRIER og Procedurepakker



## Kirsten Holme

Region Nordjylland + Midtjylland (øst)
BARRIER og Procedurepakker



## Hanne Martinsen


Jylland og Fyn, Island og Færøerne
Biogel



## Ninette Lykke

Hovedstaden og Sjælland
Biogel





# Referencer


1. Data on file Mölnlycke.
2. Greiling, M. A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Data presented at European Association of Hospital Managers, September 2010 (poster).
3. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000;36;724-6.
4. Verkala K et al Eur J Card Surg 1998;14:206-10.
5. Humans as dispersers of microorganisms- dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn.
6. Fulfil the requirements of EN 14683:2005 Surgical masks - Requirements and test methods.
7. Clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER® EasyWarm®, an active self warming blanket used to prevent hypothermia. Data on file. 2012.
8. European Standard EN 13795:2011 Surgical AFDÆKNINGER, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment – General requirements for manufacturers, processors and products, test methods, performance requirements and performance levels.
9. ANSI/AAMI PB70:2012 Liquid performance and classification of protective apparel and AFDÆKNINGER for use in health care facilities. 3. FQN material study on competitor gown materials, 2010.
10. Neely AN, Maley MP J Clin Microbiol 2000;36;724-6.
11. Gordon A J, et al. Letter to the Editor. J Hosp Inf 2009;8:289-291
12. Humans as dispersers of microorganisms – dispersion pattern and prevention. Jan Hoborn. Department of Clinical Bacteriology. Inst of Medical Microbiology, University of Göteborg, Göteborg, Sweden
13. Hubble MJ et al. Clothing in laminar-flow operating theatres. J Hosp Inf 1996;32:1-7
14. EN 14683:2014 Surgical masks- Requirements and test methods, Annex A (informative)
15 Ljungqvist B and Reinmüller B. PEOPLE AS A CONTAMINATION SOURCE. Surgical clothing systems for operating rooms – a comparison between disposable non-woven and reusable mixed material. Report from Chalmers University of Technology. 2012.
16 Pada S and Perl TM Curr Opin Infec Dis 2015; 28:369-374.
17. Tammelin, A., Ljungqvist, B., Reinmüller, B. Singleuse surgical clothing system for reduction of airborne bacteria in the operating room. J Hospital Infect. 2013. 84(3):245-7.
18 Tammelin, A., Hambraeus, A., Stahle, E. Routes and sources of Staphylococcus aureus transmitted to the surgical wound during cardiothoracic surgery: possibility of preventing wound contamination by use of special scrub suits. Infection Control and Hospital Epidemiology 2001;22(6):338-346.
20. European Centre for Disease Prevention & Control (ECDC) Communicable Diseases Repor t, 2008.
21. Anderson DJ et al. the of ficial journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America. 2008;29 Suppl 1:S51-61.
22. Leaper et.al. Surgical site infection - a European perspective of incidence and economic burden. Int Wound J. 2004 Dec;1(4):247-73
23. Howor th FH. Prevention of airborne infection during surger y. Lancet, 1985; 1(8425): 386-8.
24. Kasina, P., Tammelin, A., Blomfeldt, A-M., Ljungqvist, B., Reinmuller, B., Ottosson, C. Comparison of three distinct clean air suits to decrease the bacterial load in the operating room: an observational study. Patient Safety in Surgery 2016;10(1): DOI 10.1186/s13087-015-0091-4.
25. Hambraeus, A. Aerobiology in the operating room – a review. Journal of Hospital Infection 1988;11(Supplement A):68-76.
27. Total Protein – Based on ASTM D5712 – 10 Standard Test Method for Analysis of Aqueous Extractable Protein in Natural Rubber and Its Products Using the Modified Lowry Method. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
28. Antigenic Protein – Based on ASTM D6499 – 07 Standard Test Method for The Immunological Measurement of Antigenic Protein in Natural Rubber and its Products. Testing conducted at Guthrie Foundation for Education and Research, LEAP Testing Service, Report #5268.
29. Wigmore SJ & Rainey JB, 'Use of Coloured Undergloves to Detect Glove Puncture.' BSJ 1994: 81: 1480
30. Summary of Indication Performance of Biogel

    Gloves Indicator Systems versus Competitors' Double Gloving Combinations. October 2020. Mölnlycke Health Care. Data on file.
31. Folin A. Donning Indicator Double Gloving System. Safe Hands 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.
32. Folin A. Opening methods for the indicator double gloving system packaging. Safe Hands 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.
33. Mischke C, Verbeek JH, Saarto A, Lavoie MC, PahwaM, Ijaz S. Gloves, extra gloves or special types of gloves for preventing percutaneous exposure injuries in healthcare personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD009573. DOI: 10.1002/14651858.CD009573.pub2.
34. Preventing Disease in the Operating Room. Panel discussion, American College of Surgeons Spring Meeting April 29, 1998. Accessed at www.facs.org: 80\about_college\acscomm\core\ coreprev.html on Sep 16,1999
35. 1. Customer reference case. 2014. Data on file.
54. Summary of Technical Documents. Mölnlycke Health Care. Data on File
55. SOP LR2200. Automatic Glove Inspection by QMAX. Mölnlycke Health Care. Data on file.
56. Aldlyami, Ehab; Kulkarni, Ashwin; et al. Latex-free gloves Safer for Whom?; The Journal of Arthroplasty; 2010; Vol. 25 No. 1 pp. 27-30.
57. Collins J. A Clinical Investigation to Evaluate the Biogel PI Micro Surgical Glove.Mölnlycke Health Care, 2014. Data on file.
58. Gottrup F, Müller K, Bergmark S, Nørregaard S. Powder-free, non sterile gloves assessed in a wound healing centre. Eur J Surg. 2001 Aug;167(8):625-7

# NOTER

# Revolutionise care for people and planet

Rundt om i verden er sundhedssystemer og fagfolk under pres for at levere bedre pleje til flere mennesker, for bedre værdi. De har brug for innovative løsninger, de kan stole på. Det er her, vi kommer ind i billedet. Vi har været på forkant med forandring siden 1849, med banebrydende radikal innovation, der forbedrer livskvaliteten for patienter og dem, der plejer dem, og samtidig reducerer sundhedsplejens miljøpåvirkning. Vi leverer effektive løsninger, og vi er altid på udkig efter nye måder at forbedre os på.

Vi kan tilbyde undervisning i mange forskellige områder inden for jeres speciale. I er altid velkomne til at kontakte os ved et specifikt behov. Undervisningen kan holdes i jeres egen afdeling - f.eks. som et morgenmøde.

## Online undervisning

På vores hjemmeside kan du læse mere om erfaringer, viden og ekspertise vedr. brugen af operationsprodukter.
Du kan også finde forskelligt uddannelsesmateriale samt videovejledninger til korrekt drapering af forskellige operationsafdækninger. Der er også vejledninger til korrekt påtagning af operationsbeklædning.

https://www.linkedin.com/company/mölnlycke-danmark

Læs mere på www.molnlycke.com/da-dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke, Drisite, BARRIER, Biogel, Mepilex, Unisoft, BARRIER Flex, varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2026 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes.
DKSU0301810. Version september 2026

Mölnlycke®